



Opticon® LP



Opticon® MP



Opticon® HP



Opticon® XP

Opticon® *SublimeLine*®







MESMO® sensitive

Silikongelgefüllte Mammaimplantate mit mikrotexturierter Oberfläche, verkürzter ovaler Basis, anatomischer Projektion, maximaler Formstabilität

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



POLYTECH
health & aesthetics 

Opticon® – mikrotexturiert									
		MP Moderate Projection			HP High Projection				
Basis (mm)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	
 A	 B	 C	 D		 C	 D			
95	80				15746-155 ¹	42	51	155	
100	84				15746-175 ^{*1}	44	54	175	
105	88	15745-165 ¹	37	49	165	15746-205 ¹	45	56	205
110	92	15745-185 ^{*1}	38	51	185	15746-230 ^{*1}	47	58	230
115	97	15745-210 ¹	40	53	210	15746-265 ¹	49	61	265
120	101	15745-235 ^{*1}	41	55	235	15746-295 ^{*1}	51	63	295
125	105	15745-265 ¹	43	57	265	15746-335 ¹	53	65	335
130	109	15745-295 ^{*1}	44	59	295	15746-375 ^{*1}	55	68	375
135	113	15745-330 ¹	45	61	330	15746-420 ¹	57	70	420
140	118	15745-365 ^{*1}	47	63	365	15746-460 ^{*1}	59	72	430
145	122	15745-400 ¹	48	65	400	15746-510 ¹	61	75	510

Maße approximativ. Die farbig hervorgehobenen und markierten Produkte (1) werden auf Anfrage hergestellt; Anlieferung ≈ 6 Wochen nach Auftrag. Silikon-gel-füllte, glattwandige Sizer (steril, reesterilisierbar) sind für alle mit Sternchen (*) versehenen Produkte verfügbar. Weitere Größen werden gemäß unseren Konditionen für Sonderanfertigungen produziert.

Produktbeschreibung

Die silikon-gel-gefüllten Opticon® *SublimeLine* Implantate mit MESMO®sensitive Oberfläche haben eine verkürzte ovale Basis und eine anatomische Projektion mit dem höchsten Punkt in der unteren Hälfte. Für optimale Formstabilität wurde die Befüllung maximiert.

Die Konsistenz der qualitativ hochwertigen Brustimplantate kommt im Tast- und Bewegungsverhalten dem der Mammae sehr nahe. Die *SublimeLine* Implantate sind in vier Projektionen erhältlich: niedrig – Low Projection (LP), moderat – Moderate Projection (MP) hoch – High Projection (HP) und extra hoch – Extra High Projection (XP).

Das spezielle Kurvenmaß D, das die Distanz zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem kaudalen Implantatrand angibt, stellt einen Bezug her zwischen korrekter Platzierung der Areola und Inframammalfalte.

Materialangaben

Die *SublimeLine* Implantate von POLYTECH Health & Aesthetics sind befüllt mit dem hoch vernetzten und formstabilen EasyFit Gel™, das sich durch seine natürliche Konsistenz auszeichnet. Das Gel kehrt nach Einwirkung einer moderaten mechanischen Belastung immer wieder in die ursprünglich vorgegebene Form zurück („Memory-Effekt“).

Die elastische, chemisch und mechanisch widerstandsfähige Hülle der Implantate besteht aus mehreren Schichten eines Silikonelastomers. Um eine hohe Sicherheit zu bieten,

wurde die Hülle der silikon-gel-gefüllten Implantate zusätzlich mit einer Diffusionsbarriere ausgerüstet. Die Oberfläche der Implantathülle hat die mikrotexturierte MESMO®sensitive Struktur.

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

Indikationen

- Brustrekonstruktion nach Mastektomie oder Ablatio mammae
- Konturaugmentation und -korrektur
- Ausgleich von Asymmetrien, Aplasie oder Hypoplasie
- Kombinierte Brust- und Thoraxdeformitäten
- Ptosis oder Atrophie
- Implantataustausch

Wichtige Hinweise

Die Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

Achtung: Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.