



Optimam® LP/M



Optimam® MP/M



Optimam® HP/M



Optimam® XP/M

Optimam® *SublimeLine*®

Microthane®

Silikongelgefüllte Mammaimplantate mit Mikropolyurethanschaum-Beschichtung, verlängerter ovaler Basis, anatomischer Projektion, maximaler Formstabilität

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



POLYTECH
health & aesthetics 

| Optimam® – Microthane® | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|------------------------|-----------------|----|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------------|--------------------------|----|-----------|-------------------------|----|-----|------|
| Basis (mm) | | LP Low Projection | | | MP Moderate Projection | | | HP High Projection | | | XP Extra-High Projection | | | | | | |
| A | B | Bestellnr. | Projektion (mm) | | Vol. (ml) | Bestellnr. | Projektion (mm) | | Vol. (ml) | Bestellnr. | Projektion (mm) | | Vol. (ml) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 84 | 30774-060* | 25 | 37 | 60 | 30775-075* | 30 | 43 | 75 | 30776-095* | 36 | 48 | 95 | 30777-110* | 42 | 52 | 110 |
| 78 | 90 | 30774-070 ¹ | 26 | 38 | 70 | 30775-090 ¹ | 32 | 45 | 90 | 30776-110 ¹ | 38 | 50 | 110 | 30777-130 ¹ | 45 | 55 | 130 |
| 83 | 96 | 30774-085* | 26 | 41 | 85 | 30775-105* | 33 | 48 | 105 | 30776-130* | 39 | 53 | 130 | 30777-160* | 47 | 58 | 160 |
| 88 | 102 | 30774-100 ¹ | 27 | 43 | 100 | 30775-125 ¹ | 34 | 50 | 125 | 30776-155 ¹ | 41 | 56 | 155 | 30777-185 ¹ | 49 | 61 | 185 |
| 93 | 107 | 30774-110* | 28 | 45 | 110 | 30775-150* | 35 | 52 | 150 | 30776-180* | 42 | 58 | 180 | 30777-220* | 51 | 64 | 220 |
| 98 | 113 | 30774-130 ¹ | 29 | 47 | 130 | 30775-170 ¹ | 37 | 55 | 170 | 30776-215 ¹ | 44 | 61 | 215 | 30777-255 ¹ | 53 | 67 | 255 |
| 103 | 119 | 30774-150* | 30 | 49 | 150 | 30775-200* | 38 | 57 | 200 | 30776-250* | 46 | 64 | 250 | 30777-290* | 55 | 70 | 290 |
| 108 | 125 | 30774-170 ¹ | 31 | 51 | 170 | 30775-225 ¹ | 39 | 60 | 225 | 30776-280 | 47 | 66 | 280 | 30777-335 | 57 | 73 | 335 |
| 113 | 131 | 30774-195* | 31 | 54 | 195 | 30775-260* | 40 | 62 | 260 | 30776-320* | 49 | 69 | 320 | 30777-385* | 59 | 76 | 385 |
| 118 | 136 | 30774-220 ¹ | 32 | 56 | 220 | 30775-290 | 42 | 64 | 290 | 30776-365 | 51 | 72 | 365 | 30777-440 | 61 | 79 | 440 |
| 123 | 142 | 30774-240* | 33 | 58 | 240 | 30775-330* | 43 | 67 | 330 | 30776-415* | 53 | 74 | 415 | 30777-495* | 63 | 82 | 495 |
| 128 | 148 | 30774-275 ¹ | 34 | 60 | 275 | 30775-370 | 45 | 69 | 370 | 30776-460 ¹ | 55 | 77 | 460 | 30777-555 | 65 | 85 | 555 |
| 133 | 154 | 30774-305* | 35 | 62 | 305 | 30775-405* | 46 | 71 | 405 | 30776-515* | 57 | 80 | 515 | 30777-620* | 67 | 88 | 620 |
| 138 | 160 | 30774-335 ¹ | 36 | 64 | 335 | 30775-455 ¹ | 47 | 74 | 455 | 30776-570 ¹ | 59 | 82 | 570 | 30777-695 ¹ | 69 | 91 | 695 |
| 143 | 165 | 30774-375* | 37 | 66 | 375 | 30775-505* | 49 | 76 | 505 | 30776-640* | 61 | 85 | 640 | 30777-770* | 71 | 94 | 770 |
| 148 | 171 | 30774-415 ¹ | 37 | 68 | 415 | 30775-555 ¹ | 50 | 78 | 555 | 30776-705 ¹ | 63 | 88 | 705 | 30777-855 ¹ | 73 | 97 | 855 |
| 153 | 177 | 30774-450* | 38 | 70 | 450 | 30775-610* | 51 | 81 | 610 | 30776-775* | 64 | 90 | 775 | 30777-940* | 75 | 100 | 940 |
| 158 | 183 | 30774-495 ¹ | 39 | 72 | 495 | 30775-670 ¹ | 53 | 83 | 670 | 30776-855 ¹ | 66 | 93 | 855 | 30777-1035 ¹ | 77 | 103 | 1035 |

Maße approximativ. Die farbig hervorgehobenen und markierten Produkte (1) werden auf Anfrage hergestellt; Anlieferung ≈ 6 Wochen nach Auftrag. Silikon gelgefüllte, glattwandige Sizer (steril, reesterilisierbar) sind für alle mit Sternchen (*) versehenen Produkte verfügbar. Weitere Größen werden gemäß unseren Konditionen für Sonderanfertigungen produziert.

Produktbeschreibung

Die silikon gefüllten Optimam® *SublimeLine* Implantate mit Microthane® Oberfläche haben eine verlängerte ovale Basis und eine anatomische Projektion mit dem höchsten Punkt in der unteren Hälfte. Für optimale Formstabilität wurde die Befüllung maximiert.

Die Konsistenz der qualitativ hochwertigen Brustimplantate kommt im Tast- und Bewegungsverhalten dem der Mammae sehr nahe. Die *SublimeLine* Implantate sind in vier Projektionen erhältlich: niedrig – Low Projection (LP), moderat – Moderate Projecton (MP) hoch – High Projection (HP) und extra hoch – Extra High Projection (XP).

Das spezielle Kurvenmaß D, das die Distanz zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem kaudalen Implantatrand angibt, stellt einen Bezug her zwischen korrekter Platzierung der Areola und Inframammarfalte.

Materialangaben

Die *SublimeLine* Implantate von POLYTECH Health & Aesthetics sind befüllt mit dem hoch vernetzten und formstabilen EasyFit Gel™, das sich durch seine natürliche Konsistenz auszeichnet. Das Gel kehrt nach Einwirkung einer moderaten mechanischen Belastung immer wieder in die ursprünglich vorgegebene Form zurück („Memory-Effekt“). Die elastische, chemisch und mechanisch widerstandsfähige Hülle der Implantate besteht aus mehreren Schichten eines Silikonelastomers. Um eine hohe Sicherheit zu bieten,

wurde die Hülle der silikon gefüllten Implantate zusätzlich mit einer Diffusionsbarriere ausgerüstet. Die Oberfläche der Implantathülle ist mit der komplikationsreduzierenden Microthane® Oberfläche beschichtet.¹

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

1: Kapselkontrakturraten Microthane® Implantate 0-3%, d.h. 30% weniger als bei glattwandigen (Handel, 1991; Gasperoni, 1992; Pennisi, 1990; Shapiro, 1989; Baudelot, 1989; Artz, 1988; Hermann, 1984; Eyssen, 1984; Schatten, 1984; Hester et al., 2001; Vázquez, 2007) (Handel, 2006)

Indikationen

- Brustrekonstruktion nach Mastektomie oder Ablatio mammae
- Konturaugmentation und -korrektur
- Ausgleich von Asymmetrien, Aplasie oder Hypoplasie
- Kombinierte Brust- und Thoraxdeformitäten
- Ptosis oder Atrophie
- Implantataustausch

Wichtige Hinweise

Die Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

Achtung: Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com