



Replicon® LP/M



Replicon® MP/M



Replicon® HP/M



Replicon® XP/M

## Replicon® *SublimeLine*®

### Microthane®

Silikongelgefüllte Mammaimplantate mit Mikropolyurethanschaum-Beschichtung, runder Basis, anatomischer Projektion, maximaler Formstabilität

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



**POLYTECH**  
health & aesthetics 

Replicon® – Microthane®																	
		LP Low Projection			MP Moderate Projection			HP High Projection			XP Extra-High Projection						
Basis (mm)		Bestellnr.	Projektion (mm)	Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)	Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)	Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)	Vol. (ml)				
A	B		C	D		C	D		C	D		C	D				
73	73	30734-050 <sup>1*</sup>	25	34	50	30735-065 <sup>1*</sup>	30	41	65	30736-075 <sup>1*</sup>	36	46	75	30737-095 <sup>1*</sup>	42	50	95
78	78	30734-060 <sup>1</sup>	26	36	60	30735-075 <sup>1</sup>	32	43	75	30736-095 <sup>1</sup>	38	48	95	30737-110 <sup>1</sup>	45	53	110
83	83	30734-070 <sup>1*</sup>	26	38	70	30735-095 <sup>1*</sup>	33	45	95	30736-115 <sup>1*</sup>	39	51	115	30737-130 <sup>1*</sup>	47	56	130
88	88	30734-085 <sup>1</sup>	27	40	85	30735-110 <sup>1</sup>	34	48	110	30736-130 <sup>1</sup>	41	53	130	30737-160 <sup>1</sup>	49	59	160
93	93	30734-100 <sup>1*</sup>	28	42	100	30735-125 <sup>1*</sup>	35	50	125	30736-160 <sup>1*</sup>	42	56	160	30737-185 <sup>1*</sup>	51	62	185
98	98	30734-110 <sup>1</sup>	29	44	110	30735-150	37	52	150	30736-180	44	58	180	30737-220	53	65	220
103	103	30734-125 <sup>1*</sup>	30	46	125	30735-170 <sup>1*</sup>	38	54	170	30736-210 <sup>1*</sup>	46	61	210	30737-255 <sup>1*</sup>	55	67	255
108	108	30734-150 <sup>1</sup>	31	48	150	30735-195	39	56	195	30736-240	47	63	240	30737-290	57	70	290
113	113	30734-165 <sup>1*</sup>	31	50	165	30735-220 <sup>1*</sup>	40	59	220	30736-275 <sup>1*</sup>	49	66	275	30737-330 <sup>1*</sup>	59	73	330
118	118	30734-185	32	52	185	30735-255	42	61	255	30736-315	51	68	315	30737-380	61	76	380
123	123	30734-210 <sup>1*</sup>	33	54	210	30735-280 <sup>1*</sup>	43	63	280	30736-350 <sup>1*</sup>	53	71	350	30737-425 <sup>1*</sup>	63	79	425
128	128	30734-235	34	56	235	30735-320	45	65	320	30736-395	55	73	395	30737-480	65	82	480
133	133	30734-265 <sup>1*</sup>	35	58	265	30735-350 <sup>1*</sup>	46	67	350	30736-445 <sup>1*</sup>	57	76	445	30737-535 <sup>1*</sup>	67	84	535
138	138	30734-290	36	59	290	30735-390	47	70	390	30736-495	59	78	495	30737-600	69	87	600
143	143	30734-320 <sup>1*</sup>	37	61	320	30735-435 <sup>1*</sup>	49	72	435	30736-550 <sup>1*</sup>	61	81	550	30737-665 <sup>1*</sup>	71	90	665
148	148	30734-350 <sup>1</sup>	37	63	350	30735-480	50	74	480	30736-605 <sup>1</sup>	63	83	605	30737-730 <sup>1</sup>	73	93	730
153	153	30734-390 <sup>1*</sup>	38	65	390	30735-530 <sup>1*</sup>	51	76	530	30736-670 <sup>1*</sup>	64	86	670	30737-810 <sup>1*</sup>	75	96	810
158	158	30734-425 <sup>1</sup>	39	67	425	30735-580 <sup>1</sup>	53	78	580	30736-735 <sup>1</sup>	66	88	735	30737-890 <sup>1</sup>	77	99	890

Maße approximativ. Die farbig hervorgehobenen und markierten Produkte (1) werden auf Anfrage hergestellt; Anlieferung ≈ 6 Wochen nach Auftrag. Silikon-gel-füllte, glattwandige Sizer (steril, reesterilisierbar) sind für alle mit Sternchen (\*) versehenen Produkte verfügbar. Weitere Größen werden gemäß unseren Konditionen für Sonderanfertigungen produziert.

## Produktbeschreibung

Die silikon-gel-gel-füllten Replicon® *SublimeLine* Implantate mit Microthane® Oberfläche haben eine runde Basis und eine zentrale Projektion. Für optimale Formstabilität wurde die Befüllung maximiert.

Die Konsistenz der qualitativ hochwertigen Brustimplantate kommt im Tast- und Bewegungsverhalten dem der Mammæ sehr nahe. Die *SublimeLine* Implantate sind in vier Projektionen erhältlich: niedrig – Low Projection (LP), moderat – Moderate Projection (MP) hoch – High Projection (HP) und extra hoch – Extra High Projection (XP).

Das spezielle Kurvenmaß D, das die Distanz zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem kaudalen Implantatrand angibt, stellt einen Bezug her zwischen korrekter Platzierung der Areola und Inframammalfalte.

## Materialangaben

Die *SublimeLine* Implantate von POLYTECH Health & Aesthetics sind befüllt mit dem hoch vernetzten und formstabilen EasyFit Gel™, das sich durch seine natürliche Konsistenz auszeichnet. Das Gel kehrt nach Einwirkung einer moderaten mechanischen Belastung immer wieder in die ursprünglich vorgegebene Form zurück („Memory-Effekt“). Die elastische, chemisch und mechanisch widerstandsfähige Hülle der Implantate besteht aus mehreren Schichten eines Silikonelastomers. Um eine hohe Sicherheit zu bieten, wurde die Hülle der silikon-gel-gel-füllten Implantate zusätzlich mit einer Diffusionsbarriere ausgerüstet. Die Oberfläche der Implantathülle ist mit der komplikationsreduzierenden Microthane® Oberfläche beschichtet.<sup>1</sup>

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

1: Kapselkontrakturraten Microthane® Implantate 0–3%, d.h. 30% weniger als bei glattwandigen (Handel, 1991; Gasperoni, 1992; Pennisi, 1990; Shapiro, 1989; Baudelot, 1989; Artz, 1988; Hermann, 1984; Eyssen, 1984; Schatten, 1984; Hester et al., 2001; Vázquez, 2007) (Handel, 2006)

## Indikationen

- Brustrekonstruktion nach Mastektomie oder Ablatio mammae
- Konturaugmentation und -korrektur
- Ausgleich von Asymmetrien, Aplasie oder Hypoplasie
- Kombinierte Brust- und Thoraxdeformitäten
- Ptosis oder Atrophie
- Implantataustausch

## Wichtige Hinweise

Die Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

**Achtung:** Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com

