


Gesichtsimplantate

POLYTECH

Health & Aesthetics



Die große Auswahl an Gesichtsimplantaten unterstützt eine individuelle, ästhetische Gesichtskorrektur.

Gesichtsimplantate, € 0483

Produktbeschreibung

Für den Bereich der Gesichtschirurgie stehen Malar-, Kinn- und Nasenrückenimplantate zur Verfügung.

Materialangaben

Gesichtsimplantate bestehen aus einem glattwandigen Silikonelastomer. Zur Fixierung sind die Malarimplantate mit Bohrungen versehen.

Indikationen

- Konturaugmentation und Konturkorrektur
- Rekonstruktion, z.B. nach Trauma
- Ausgleich von Asymmetrien
- Implantataustausch

Wichtige Hinweise

Gesichtsimplantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

Achtung: Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.





Bestellnr.	Abmessungen (cm)				
	A	B	C	D	E

Nasenrückenimplantate mit Steg

1	10021-051	5,1	2,1	1,0	0,7	0,4
2	10021-052	5,2	2,1	0,84	0,65	0,4
3	10021-056	5,6	2,5	0,8	0,7	0,6

4 Nasenrückenimplantate


	10022-049	4,9	—	0,8	0,6	0,3
	10022-149	4,9	—	0,8	0,54	0,5
	10022-058	5,8	—	0,94	0,6	0,56



Bestellnr.	Abmessungen (cm)		
	A	B	C


Malarimplantate

10012-039	3,9	2,0	0,3
10012-042	4,2	2,2	0,34
10012-142	4,2	2,3	0,4



Malarimplantate, anatomisches Design


10011-050R	5,0	2,3	0,38	Rechts
10011-050L	5,0	2,3	0,38	Links
10011-052R	5,2	2,8	0,38	Rechts
10011-052L	5,2	2,8	0,38	Links
10011-055R	5,5	3,3	0,38	Rechts
10011-055L	5,5	3,3	0,38	Links
10011-056R	5,6	3,6	0,38	Rechts
10011-056L	5,6	3,6	0,38	Links



Bestellnr.	Abmessungen (cm)				
	A	B	C	D	E


Kinnimplantate, anatomisches Design 1

10001-058	5,8	1,1	0,6	—	9,1
10001-059	5,9	1,2	0,6	—	10,1
10001-060	6,0	1,3	0,8	—	10,9
10001-062	6,2	1,3	0,8	—	11,4




Kinnimplantate, anatomisches Design 2

10002-059	5,3	1,3	0,6	—	0,8
10002-073	7,3	1,4	0,6	—	9,4
10002-075	7,5	1,4	0,7	—	12,6




Kinnimplantate, anatomisches Design 3

10003-057	5,7	1,3	0,8	—	8,2
10003-070	7,0	1,3	1,1	—	10,2



Kinnimplantate, anatomisches Design 4

10004-154	5,4	1,5	0,3	—	6,1
10004-354	5,4	1,5	0,5	—	6,0
10004-554	5,4	1,5	0,7	—	6,1



Maße approximativ

