



Oval, POLYsmooth™



Oval, MESMO®



Rund, POLYsmooth™

Glutaeusimplantate

Silikongelgefüllte Glutaeusimplantate, verfügbar in zwei Formen und Oberflächen, mit planer und konkaver Rückseite

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



Glutaeusimplantate, € 0483

Produktbeschreibung

Silikongelgefüllte Glutaeusimplantate stehen in zwei Oberflächen zur Verfügung:

- POLYsmooth™ – glattwandig
- MESMO® (mikrotexturiert)

Die Implantate sind in den Formen rund und oval in verschiedenen Größen sowie mit konkaver oder planer Rückseite verfügbar. Diese Vielfalt ermöglicht dem Chirurgen die Auswahl des optimalen Implantats für Augmentation und Rekonstruktion der Glutaeusregion sowohl bei weiblichen als auch männlichen Patienten.

Materialangaben

Bei allen Glutaeusimplantaten besteht die Hülle aus einem stark belastbaren, hoch elastischen Silikonelastomer mit Barrierschicht. Die Implantate sind mit einem hoch vernetzten Silikongel gefüllt, das durch seine festere Konsistenz den Anforderungen an die Belastungen in der Glutaeusregion entspricht. Die Implantate haben eine glatte POLYsmooth™ oder mikrotexturierte MESMO® Oberfläche, letztere mit einer durchschnittlichen Porengröße von 100–150 µm.

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

Indikationen

- Augmentation
- Konturkorrektur
- Rekonstruktion, z. B. nach Trauma
- Implantataustausch

Wichtige Hinweise

Glutaeusimplantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.


Achtung: Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.

Glutaeusimplantate – konkave Rückseite


silikongelgefüllt, einzeln verpackt, steril, € 0483

Bestellnr.	Vol. (ml)	Dimensionen (mm)			Posterior
		A	B	C	

Oval, POLYsmooth™					
10300-115 ¹	115	80	120	27	konkav
10300-215 ¹	215	105	142	30	konkav
10300-290 ¹	290	114	152	33	konkav
10300-360 ¹	360	125	163	34	konkav
10300-450 ¹	450	132	174	38	konkav



Oval, MESMO®					
15300-115 ¹	115	80	120	27	konkav
15300-215 ¹	215	105	142	30	konkav
15300-290 ¹	290	114	152	33	konkav
15300-360 ¹	360	125	163	34	konkav
15300-450 ¹	450	132	174	38	konkav



Rund, POLYsmooth™					
10301-200 ¹	200	107	107	35	konkav
10301-250 ¹	250	112	112	41	konkav
10301-300 ¹	300	118	118	44	konkav
10301-360 ¹	360	127	127	43	konkav




Glutaeusimplantate – plane Rückseite


silikongelgefüllt, einzeln verpackt, steril, € 0483

Bestellnr.	Vol. (ml)	Dimensionen (mm)			Posterior
		A	B	C	

Oval, POLYsmooth™					
10300-240 ¹	240	90	130	40	plan
10300-305 ¹	305	95	139	45	plan
10300-365 ¹	365	100	148	48	plan
10300-420 ¹	420	109	152	50	plan



Oval, MESMO®					
15300-240 ¹	240	90	130	40	plan
15300-305 ¹	305	95	139	45	plan
15300-365 ¹	365	100	148	48	plan
15300-420 ¹	420	109	152	50	plan



Rund, POLYsmooth™					
10301-225 ¹	225	107	107	35	plan
10301-275	275	112	112	41	plan
10301-340	340	118	118	44	plan
10301-390 ¹	390	128	128	44	plan
10301-560 ¹	560	141	141	49	plan



Maße approximativ

An Lager	¹ Anlieferung nach Auftrag ≈ 6 Wochen
----------	--