

Testikularimplantate

Gefüllt mit Silikongel oder weichem Silikonelastomer

POLYTECH

Health & Aesthetics



Mit hoch kohäsivem Silikongel oder weichem Silikonelastomer gefüllte Testikularimplantate, erhältlich in fünf Größen.

Testikularimplantate, CE 0483

Produktbeschreibung

Testikularimplantate mit glatter Oberfläche sind in zwei unterschiedlichen Typen erhältlich. Eine Fixierung am Gewebe ist mit beiden Varianten möglich.

Die silikongelgefüllten Implantate sind mit einer Fixierlasche aus Teflon ausgestattet, die eine Beschädigung der Hülle bei der Befestigung des Implantats am Gewebe verhindert.

Die verstärkte Kappe der Testikularimplantate mit einer Füllung aus weichem Silikonelastomer ermöglicht die direkte Fixierung des Implantats am Gewebe durch Naht.

Beide Implantatmodelle sind jeweils in fünf verschiedenen Größen erhältlich.

Materialangaben

Die Silikonelastomerhülle hat eine Barrierschicht und ist entweder mit einem hoch vernetzten Silikongel oder einem weichen Silikonelastomer gefüllt. Beide Implantatmodelle haben eine glatte Oberfläche.

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 und DIN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

Indikationen

- Rekonstruktion nach Orchidektomie
- Rekonstruktion nach Trauma
- Korrektur von Asymmetrien
- Kongenitale Defekte
- Implantataustausch

Wichtige Hinweise

Testikularimplantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

Bei den silikongelgefüllten Implantaten mit Fixierlasche muss die Nadelführung aus Teflon vor Wundverschluss unbedingt entfernt werden!


Achtung: Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.

| Bestellnr, | Gewicht (g) | Dimensionen | |
|------------|-------------|-------------|---|
| | | A | B |

Testikularimplantate mit Fixierlasche

silikongelgefüllt, glattwandig


| | | | |
|-----------|----|-----|-----|
| 10100-005 | 5 | 2,0 | 2,2 |
| 10100-012 | 12 | 2,6 | 3,3 |
| 10100-021 | 21 | 3,2 | 4,2 |
| 10100-027 | 27 | 3,3 | 4,8 |
| 10100-036 | 36 | 3,9 | 5,0 |



Testikularimplantate mit verstärkter Kappe

gefüllt mit weichem Silikonelastomer, glattwandig

| | | | |
|-----------|----|-----|-----|
| 10101-005 | 5 | 2,0 | 2,2 |
| 10101-012 | 12 | 2,6 | 3,3 |
| 10101-021 | 21 | 3,2 | 4,2 |
| 10101-027 | 27 | 3,3 | 4,8 |
| 10101-036 | 36 | 3,9 | 5,0 |



Maße approximativ