




Die Brustimplantate der **SublimeLine®** sind mit EasyFit Gel™ gefüllt, einem hoch kohäsiven Gel mit Memory-Effekt, das natürlichen Tragekomfort mit hoher Formstabilität kombiniert.



## Mème®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15724-110 <sup>1*</sup>	90	90	26	54	110
15724-125	95	95	27	57	125
15724-150*	100	100	28	60	150
15724-165*	105	105	29	62	165
15724-185*	110	110	29	65	185
15724-215*	115	115	30	68	215
15724-235*	120	120	31	71	235
15724-270*	125	125	32	73	270
15724-295*	130	130	33	76	295
15724-330 <sup>1*</sup>	135	135	34	79	330
15724-365 <sup>1*</sup>	140	140	35	82	365

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15725-105 <sup>1*</sup>	80	80	31	53	105
15725-120*	85	85	32	56	120
15725-145*	90	90	33	59	145
15725-165*	95	95	35	62	165
15725-195*	100	100	36	65	195
15725-220*	105	105	37	68	220
15725-255*	110	110	38	71	255
15725-285*	115	115	40	74	285
15725-300*	118	118	40	75	300
15725-320*	120	120	41	77	320
15725-360*	125	125	43	80	360
15725-400*	130	130	44	83	400
15725-445*	135	135	45	86	445
15725-495*	140	140	47	89	495
15725-545*	145	145	48	92	545
15725-600*	150	150	49	95	600
15725-660 <sup>1</sup>	155	155	51	98	660

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15726-110 <sup>1</sup>	75	75	36	54	110
15726-125 <sup>1*</sup>	80	80	37	58	125
15726-155 <sup>1*</sup>	85	85	39	61	155
15726-180*	90	90	40	64	180
15726-210*	95	95	42	67	210
15726-235*	100	100	44	71	235
15726-255*	103	103	45	72	255
15726-275*	105	105	45	74	275
15726-295*	108	108	46	75	295
15726-315*	110	110	47	77	315
15726-335*	113	113	48	79	335
15726-360*	115	115	49	80	360
15726-400*	120	120	51	83	400
15726-450*	125	125	53	87	450
15726-505*	130	130	55	90	505
15726-560*	135	135	57	93	560
15726-620*	140	140	59	96	620
15726-690	145	145	61	100	690
15726-760 <sup>1,2,*</sup>	150	150	62	103	760
15726-835 <sup>1,2</sup>	155	155	64	106	835

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15727-105 <sup>1*</sup>	70	70	40	55	105
15727-125 <sup>1</sup>	75	75	43	59	125
15727-155 <sup>1*</sup>	80	80	45	62	155
15727-180 <sup>1*</sup>	85	85	47	66	180
15727-215 <sup>1*</sup>	90	90	49	69	215
15727-250*	95	95	51	73	250
15727-285*	100	100	53	77	285
15727-305	103	103	54	78	305
15727-330*	105	105	55	80	330
15727-355*	108	108	56	82	355
15727-380*	110	110	57	84	380
15727-430*	115	115	59	87	430
15727-485*	120	120	61	91	485
15727-545*	125	125	63	94	545
15727-610*	130	130	65	98	610
15727-675	135	135	67	101	675
15727-755 <sup>1,2,*</sup>	140	140	69	105	755
15727-830 <sup>1,2,*</sup>	145	145	71	108	830
15727-920 <sup>1,2,*</sup>	150	150	73	112	920
15727-1010 <sup>1,2,*</sup>	155	155	75	115	1010

## Replicon®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15735-110 <sup>1</sup>	85	85	32	44	110
15735-125 <sup>1*</sup>	90	90	33	46	125
15735-150 <sup>1*</sup>	95	95	35	48	150
15735-170 <sup>1*</sup>	100	100	36	50	170
15735-195*	105	105	37	52	195
15735-220*	110	110	38	55	220
15735-255*	115	115	40	57	255
15735-280*	120	120	41	59	280
15735-320*	125	125	43	61	320
15735-350*	130	130	44	63	350
15735-390*	135	135	45	66	390
15735-435*	140	140	47	68	435
15735-480*	145	145	48	70	480
15735-530 <sup>1*</sup>	150	150	49	72	530
15735-580 <sup>1*</sup>	155	155	51	74	580

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15736-115 <sup>1*</sup>	80	80	37	47	115
15736-130 <sup>1*</sup>	85	85	39	49	130
15736-160 <sup>1*</sup>	90	90	40	52	160
15736-180 <sup>1*</sup>	95	95	42	54	180
15736-210*	100	100	44	57	210
15736-240*	105	105	45	59	240
15736-275*	110	110	47	62	275
15736-315*	115	115	49	64	315
15736-350*	120	120	51	67	350
15736-395*	125	125	53	69	395
15736-445*	130	130	55	72	445
15736-495*	135	135	57	74	495
15736-550*	140	140	59	77	550
15736-605*	145	145	61	79	605
15736-670*	150	150	62	82	670
15736-735 <sup>1,2</sup>	155	155	64	84	735

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15737-130 <sup>1*</sup>	80	80	45	52	130
15737-160 <sup>1*</sup>	85	85	47	55	160
15737-185 <sup>1*</sup>	90	90	49	58	185
15737-220 <sup>1*</sup>	95	95	51	61	220
15737-255*	100	100	53	63	255
15737-290*	105	105	55	66	290
15737-330*	110	110	57	69	330
15737-380*	115	115	59	72	380
15737-425*	120	120	61	75	425
15737-480*	125	125	63	78	480
15737-535*	130	130	65	80	535
15737-600*	135	135	67	83	600
15737-665 <sup>1*</sup>	140	140	69	86	665
15737-730 <sup>2</sup>	145	145	71	89	730
15737-810 <sup>2</sup>	150	150	73	92	810
15737-890 <sup>2</sup>	155	155	75	95	890

Maße approximativ

An Lager	<sup>1</sup> Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	<sup>2</sup> Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.  
 Glattwandige Sizer sind für alle mit (\*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H



## Opticon®

moderate Projektion					MesmoMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15745-125 <sup>1</sup>	95	80	35	45	125
15745-145 <sup>1*</sup>	100	84	36	47	145
15745-165 <sup>*</sup>	105	88	37	49	165
15745-185 <sup>*</sup>	110	92	38	51	185
15745-210 <sup>*</sup>	115	97	40	53	210
15745-235 <sup>*</sup>	120	101	41	55	235
15745-265 <sup>*</sup>	125	105	43	57	265
15745-295 <sup>*</sup>	130	109	44	59	295
15745-330 <sup>*</sup>	135	113	45	61	330
15745-365 <sup>*</sup>	140	118	47	63	365
15745-400 <sup>*</sup>	145	122	48	65	400
15745-445 <sup>1*</sup>	150	126	49	67	445
15745-490 <sup>1</sup>	155	130	51	69	490

hohe Projektion					MesmoHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15746-130 <sup>1*</sup>	90	76	40	49	130
15746-155 <sup>1*</sup>	95	80	42	51	155
15746-175 <sup>*</sup>	100	84	44	54	175
15746-205 <sup>*</sup>	105	88	45	56	205
15746-230 <sup>*</sup>	110	92	47	58	230
15746-265 <sup>*</sup>	115	97	49	61	265
15746-295 <sup>*</sup>	120	101	51	63	295
15746-335 <sup>*</sup>	125	105	53	65	335
15746-375 <sup>*</sup>	130	109	55	68	375
15746-420 <sup>*</sup>	135	113	57	70	420
15746-460 <sup>*</sup>	140	118	59	72	460
15746-510 <sup>*</sup>	145	122	61	75	510
15746-560 <sup>1*</sup>	150	126	62	77	560
15746-615 <sup>1</sup>	155	130	64	80	615

extra hohe Projektion					MesmoXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15747-160 <sup>1*</sup>	90	76	49	55	160
15747-185 <sup>1</sup>	95	80	51	58	185
15747-215 <sup>1*</sup>	100	84	53	61	215
15747-240 <sup>1*</sup>	105	88	55	63	240
15747-280 <sup>*</sup>	110	92	57	66	280
15747-320 <sup>*</sup>	115	97	59	69	320
15747-360 <sup>*</sup>	120	101	61	71	360
15747-400	125	105	63	74	400
15747-450 <sup>*</sup>	130	109	65	77	450
15747-500	135	113	67	79	500
15747-560 <sup>1*</sup>	140	118	69	82	560
15747-615 <sup>1*</sup>	145	122	71	85	615
15747-680 <sup>1*</sup>	150	126	73	87	680
15747-750 <sup>1*</sup>	155	130	75	90	750

Maße approximativ

An Lager	<sup>1</sup> Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	<sup>2</sup> Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.  
Glattwandige Sizer sind für alle mit (\*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H



## Mème®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30724-110 <sup>1*</sup>	93	93	28	57	110
30724-125 <sup>1</sup>	98	98	29	60	125
30724-150 <sup>1*</sup>	103	103	30	62	150
30724-165 <sup>1*</sup>	108	108	31	65	165
30724-185 <sup>*</sup>	113	113	31	68	185
30724-215 <sup>*</sup>	118	118	32	71	215
30724-235 <sup>*</sup>	123	123	33	73	235
30724-270 <sup>1*</sup>	128	128	34	76	270
30724-295 <sup>1*</sup>	133	133	35	79	295
30724-330 <sup>1*</sup>	138	138	36	82	330

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30725-105 <sup>1*</sup>	83	83	33	57	105
30725-120 <sup>1*</sup>	88	88	34	60	120
30725-145 <sup>1*</sup>	93	93	35	63	145
30725-165 <sup>1*</sup>	98	98	37	66	165
30725-195 <sup>*</sup>	103	103	38	69	195
30725-220 <sup>*</sup>	108	108	39	72	220
30725-255 <sup>*</sup>	113	113	40	75	255
30725-285 <sup>*</sup>	118	118	42	78	285
30725-320 <sup>*</sup>	123	123	43	81	320
30725-360 <sup>*</sup>	128	128	45	84	360
30725-400 <sup>*</sup>	133	133	46	87	400
30725-445 <sup>*</sup>	138	138	47	90	445
30725-495 <sup>*</sup>	143	143	49	93	495
30725-545 <sup>1*</sup>	148	148	50	96	545

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30726-110 <sup>1</sup>	78	78	38	58	110
30726-125 <sup>1*</sup>	83	83	39	62	125
30726-155 <sup>1*</sup>	88	88	41	65	155
30726-180 <sup>*</sup>	93	93	42	68	180
30726-210 <sup>*</sup>	98	98	44	71	210
30726-235 <sup>*</sup>	103	103	46	75	235
30726-275 <sup>*</sup>	108	108	47	78	275
30726-315 <sup>*</sup>	113	113	49	81	315
30726-360 <sup>*</sup>	118	118	51	84	360
30726-400 <sup>*</sup>	123	123	53	87	400
30726-450 <sup>*</sup>	128	128	55	91	450
30726-505 <sup>*</sup>	133	133	57	94	505
30726-560 <sup>*</sup>	138	138	59	97	560
30726-620 <sup>*</sup>	143	143	61	100	620
30726-690 <sup>1</sup>	148	148	63	104	690
30726-760 <sup>1,2*</sup>	153	153	64	107	760
30726-835 <sup>1,2</sup>	158	158	66	110	835

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30727-105 <sup>1*</sup>	73	73	42	59	105
30727-125 <sup>1</sup>	78	78	45	63	125
30727-155 <sup>1*</sup>	83	83	47	66	155
30727-180 <sup>1*</sup>	88	88	49	70	180
30727-215 <sup>1*</sup>	93	93	51	73	215
30727-250 <sup>1*</sup>	98	98	53	77	250
30727-285 <sup>*</sup>	103	103	55	81	285
30727-330 <sup>*</sup>	108	108	57	84	330
30727-380 <sup>*</sup>	113	113	59	88	380
30727-430 <sup>*</sup>	118	118	61	91	430
30727-485 <sup>*</sup>	123	123	63	95	485
30727-545 <sup>*</sup>	128	128	65	98	545
30727-610 <sup>*</sup>	133	133	67	102	610
30727-675	138	138	69	105	675
30727-755 <sup>1,2*</sup>	143	143	71	109	755
30727-830 <sup>1,2*</sup>	148	148	73	112	830
30727-920 <sup>1,2*</sup>	153	153	75	116	920
30727-1010 <sup>1,2*</sup>	158	158	77	119	1010

## Replicon®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30734-165 <sup>*</sup>	113	113	31	50	165
30734-185	118	118	32	52	185
30734-210 <sup>*</sup>	123	123	33	54	210
30734-235	128	128	34	56	235
30734-265 <sup>*</sup>	133	133	35	58	265
30734-290 <sup>*</sup>	138	138	36	59	290
30734-320 <sup>*</sup>	143	143	37	61	320

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30735-110 <sup>1</sup>	88	88	34	48	110
30735-125 <sup>1*</sup>	93	93	35	50	125
30735-150 <sup>*</sup>	98	98	37	52	150
30735-170 <sup>*</sup>	103	103	38	54	170
30735-195 <sup>*</sup>	108	108	39	56	195
30735-220 <sup>*</sup>	113	113	40	59	220
30735-255 <sup>*</sup>	118	118	42	61	255
30735-280 <sup>*</sup>	123	123	43	63	280
30735-320 <sup>*</sup>	128	128	45	65	320
30735-350 <sup>*</sup>	133	133	46	67	350
30735-390 <sup>*</sup>	138	138	47	70	390
30735-435 <sup>*</sup>	143	143	49	72	435
30735-480 <sup>*</sup>	148	148	50	74	480
30735-530 <sup>*</sup>	153	153	51	76	530

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30736-115 <sup>1*</sup>	83	83	39	51	115
30736-130 <sup>1*</sup>	88	88	41	53	130
30736-160 <sup>1*</sup>	93	93	42	56	160
30736-180 <sup>*</sup>	98	98	44	58	180
30736-210 <sup>*</sup>	103	103	46	61	210
30736-240 <sup>*</sup>	108	108	47	63	240
30736-275 <sup>*</sup>	113	113	49	66	275
30736-315 <sup>*</sup>	118	118	51	68	315
30736-350 <sup>*</sup>	123	123	53	71	350
30736-395 <sup>*</sup>	128	128	55	73	395
30736-445 <sup>*</sup>	133	133	57	76	445
30736-495 <sup>*</sup>	138	138	59	78	495
30736-550 <sup>*</sup>	143	143	61	81	550
30736-605 <sup>*</sup>	148	148	63	83	605
30736-670 <sup>1*</sup>	153	153	64	86	670
30736-735 <sup>1,2</sup>	158	158	66	88	735

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30737-130 <sup>1*</sup>	83	83	47	56	130
30737-160 <sup>1*</sup>	88	88	49	59	160
30737-185 <sup>1*</sup>	93	93	51	62	185
30737-220 <sup>*</sup>	98	98	53	65	220
30737-255 <sup>*</sup>	103	103	55	67	255
30737-290 <sup>*</sup>	108	108	57	70	290
30737-330 <sup>*</sup>	113	113	59	73	330
30737-380 <sup>*</sup>	118	118	61	76	380
30737-425 <sup>*</sup>	123	123	63	79	425
30737-480 <sup>*</sup>	128	128	65	82	480
30737-535 <sup>*</sup>	133	133	67	84	535
30737-600 <sup>*</sup>	138	138	69	87	600
30737-665 <sup>*</sup>	143	143	71	90	665
30737-730 <sup>1,2*</sup>	148	148	73	93	730
30737-810 <sup>1,2*</sup>	153	153	75	96	810
30737-890 <sup>1,2</sup>	158	158	77	99	890

Maße approximativ

An Lager	<sup>1</sup> Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	<sup>2</sup> Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.  
Glattwandige Sizer sind für alle mit (\*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H



## Opticon®

niedrige Projektion					MLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30744-120 <sup>1,*</sup>	108	91	31	44	120
30744-140 <sup>1,*</sup>	113	95	31	46	140
30744-160 <sup>1,*</sup>	118	100	32	48	160
30744-175 <sup>1,*</sup>	123	104	33	49	175
30744-200 <sup>1,*</sup>	128	108	34	51	200
30744-220 <sup>1,*</sup>	133	112	35	53	220
30744-240 <sup>1,*</sup>	138	116	36	55	240
30744-270 <sup>1,*</sup>	143	121	37	56	270

moderate Projektion					MMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30745-125 <sup>1</sup>	98	83	37	49	125
30745-145 <sup>1,*</sup>	103	87	38	51	145
30745-165 <sup>*</sup>	108	91	39	53	165
30745-185 <sup>*</sup>	113	95	40	55	185
30745-210 <sup>*</sup>	118	100	42	57	210
30745-235 <sup>*</sup>	123	104	43	59	235
30745-265 <sup>*</sup>	128	108	45	61	265
30745-295 <sup>*</sup>	133	112	46	63	295
30745-330 <sup>*</sup>	138	116	47	65	330
30745-365 <sup>*</sup>	143	121	49	67	365
30745-400 <sup>*</sup>	148	125	50	69	400
30745-445 <sup>*</sup>	153	129	51	71	445
30745-490 <sup>1</sup>	158	133	53	73	490


hohe Projektion					MHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30746-130 <sup>1,*</sup>	93	79	42	53	130
30746-155 <sup>1,*</sup>	98	83	44	55	155
30746-175 <sup>*</sup>	103	87	46	58	175
30746-205 <sup>*</sup>	108	91	47	60	205
30746-230 <sup>*</sup>	113	95	49	62	230
30746-265 <sup>*</sup>	118	100	51	65	265
30746-295 <sup>*</sup>	123	104	53	67	295
30746-335 <sup>*</sup>	128	108	55	69	335
30746-375 <sup>*</sup>	133	112	57	72	375
30746-420 <sup>*</sup>	138	116	59	74	420
30746-460 <sup>*</sup>	143	121	61	76	460
30746-510 <sup>*</sup>	148	125	63	79	510
30746-560 <sup>*</sup>	153	129	64	81	560
30746-615	158	133	66	84	615

extra hohe Projektion					MXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30747-160 <sup>1,*</sup>	93	79	51	59	160
30747-185 <sup>1</sup>	98	83	53	62	185
30747-215 <sup>1,*</sup>	103	87	55	65	215
30747-240 <sup>*</sup>	108	91	57	67	240
30747-280 <sup>*</sup>	113	95	59	70	280
30747-320 <sup>*</sup>	118	100	61	73	320
30747-360 <sup>*</sup>	123	104	63	75	360
30747-400	128	108	65	78	400
30747-450 <sup>*</sup>	133	112	67	81	450
30747-500	138	116	69	83	500
30747-560 <sup>*</sup>	143	121	71	86	560
30747-615 <sup>*</sup>	148	125	73	89	615
30747-680 <sup>*</sup>	153	129	75	91	680
30747-750 <sup>1,2,*</sup>	158	133	77	94	750

Maße approximativ

An Lager	<sup>1</sup> Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	<sup>2</sup> Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.  
Glattwandige Sizer sind für alle mit (\*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H



## Mème®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20724-110 <sup>1*</sup>	90	90	26	54	110
20724-125	95	95	27	57	125
20724-150 <sup>*</sup>	100	100	28	60	150
20724-165 <sup>*</sup>	105	105	29	62	165
20724-185 <sup>*</sup>	110	110	29	65	185
20724-215 <sup>*</sup>	115	115	30	68	215
20724-235 <sup>*</sup>	120	120	31	71	235
20724-270 <sup>*</sup>	125	125	32	73	270
20724-295 <sup>*</sup>	130	130	33	76	295
20724-330 <sup>1*</sup>	135	135	34	79	330
20724-365 <sup>1*</sup>	140	140	35	82	365

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20725-105 <sup>1*</sup>	80	80	31	53	105
20725-120 <sup>1*</sup>	85	85	32	56	120
20725-145 <sup>1*</sup>	90	90	33	59	145
20725-165 <sup>*</sup>	95	95	35	62	165
20725-195 <sup>*</sup>	100	100	36	65	195
20725-220 <sup>*</sup>	105	105	37	68	220
20725-255 <sup>*</sup>	110	110	38	71	255
20725-285 <sup>*</sup>	115	115	40	74	285
20725-320 <sup>*</sup>	120	120	41	77	320
20725-360 <sup>*</sup>	125	125	43	80	360
20725-400 <sup>*</sup>	130	130	44	83	400
20725-445 <sup>*</sup>	135	135	45	86	445

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20726-110 <sup>1</sup>	75	75	36	54	110
20726-125 <sup>1*</sup>	80	80	37	58	125
20726-155 <sup>1*</sup>	85	85	39	61	155
20726-180 <sup>*</sup>	90	90	40	64	180
20726-210 <sup>*</sup>	95	95	42	67	210
20726-235 <sup>*</sup>	100	100	44	71	235
20726-275 <sup>*</sup>	105	105	45	74	275
20726-315 <sup>*</sup>	110	110	47	77	315
20726-360 <sup>*</sup>	115	115	49	80	360
20726-400 <sup>*</sup>	120	120	51	83	400
20726-450 <sup>*</sup>	125	125	53	87	450
20726-505 <sup>*</sup>	130	130	55	90	505
20726-560 <sup>*</sup>	135	135	57	93	560
20726-620 <sup>*</sup>	140	140	59	96	620
20726-690	145	145	61	100	690
20726-760 <sup>1,2*</sup>	150	150	62	103	760
20726-835 <sup>1,2</sup>	155	155	64	106	835

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20727-105 <sup>1*</sup>	70	70	40	55	105
20727-125 <sup>1</sup>	75	75	43	59	125
20727-155 <sup>1*</sup>	80	80	45	62	155
20727-180 <sup>1*</sup>	85	85	47	66	180
20727-215 <sup>1*</sup>	90	90	49	69	215
20727-250 <sup>1*</sup>	95	95	51	73	250
20727-285 <sup>*</sup>	100	100	53	77	285
20727-330 <sup>*</sup>	105	105	55	80	330
20727-380 <sup>*</sup>	110	110	57	84	380
20727-430 <sup>*</sup>	115	115	59	87	430
20727-485 <sup>*</sup>	120	120	61	91	485
20727-545 <sup>*</sup>	125	125	63	94	545
20727-610 <sup>*</sup>	130	130	65	98	610
20727-675	135	135	67	101	675
20727-755 <sup>1,2*</sup>	140	140	69	105	755
20727-830 <sup>1,2*</sup>	145	145	71	108	830
20727-920 <sup>1,2*</sup>	150	150	73	112	920
20727-1010 <sup>1,2*</sup>	155	155	75	115	1010

## Replicon®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20734-125 <sup>*</sup>	100	100	28	44	125
20734-150	105	105	29	46	150
20734-165 <sup>*</sup>	110	110	29	48	165
20734-185	115	115	30	50	185
20734-210 <sup>*</sup>	120	120	31	52	210
20734-235	125	125	32	54	235
20734-265 <sup>1*</sup>	130	130	33	56	265
20734-290 <sup>1*</sup>	135	135	34	58	290
20734-320 <sup>1*</sup>	140	140	35	59	320
20734-350 <sup>1</sup>	145	145	35	61	350
20734-390 <sup>1*</sup>	150	150	36	63	390

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20735-110 <sup>1</sup>	85	85	32	44	110
20735-125 <sup>*</sup>	90	90	33	46	125
20735-150 <sup>*</sup>	95	95	35	48	150
20735-170 <sup>*</sup>	100	100	36	50	170
20735-195 <sup>*</sup>	105	105	37	52	195
20735-220 <sup>*</sup>	110	110	38	55	220
20735-255 <sup>*</sup>	115	115	40	57	255
20735-280 <sup>*</sup>	120	120	41	59	280
20735-320 <sup>*</sup>	125	125	43	61	320
20735-350 <sup>*</sup>	130	130	44	63	350
20735-390 <sup>*</sup>	135	135	45	66	390
20735-435 <sup>*</sup>	140	140	47	68	435
20735-480 <sup>1*</sup>	145	145	48	70	480
20735-530 <sup>1*</sup>	150	150	49	72	530

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20736-115 <sup>1*</sup>	80	80	37	47	115
20736-130 <sup>1*</sup>	85	85	39	49	130
20736-160 <sup>1*</sup>	90	90	40	52	160
20736-180 <sup>*</sup>	95	95	42	54	180
20736-210 <sup>*</sup>	100	100	44	57	210
20736-240 <sup>*</sup>	105	105	45	59	240
20736-275 <sup>*</sup>	110	110	47	62	275
20736-315 <sup>*</sup>	115	115	49	64	315
20736-350 <sup>*</sup>	120	120	51	67	350
20736-395 <sup>*</sup>	125	125	53	69	395
20736-445 <sup>*</sup>	130	130	55	72	445
20736-495 <sup>*</sup>	135	135	57	74	495
20736-550 <sup>*</sup>	140	140	59	77	550
20736-605 <sup>*</sup>	145	145	61	79	605
20736-670 <sup>1*</sup>	150	150	62	82	670
20736-735 <sup>1,2</sup>	155	155	64	84	735

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20737-220 <sup>*</sup>	95	95	51	61	220
20737-255 <sup>*</sup>	100	100	53	63	255
20737-290 <sup>*</sup>	105	105	55	66	290
20737-330 <sup>*</sup>	110	110	57	69	330
20737-380 <sup>*</sup>	115	115	59	72	380
20737-425 <sup>*</sup>	120	120	61	75	425
20737-480 <sup>*</sup>	125	125	63	78	480
20737-535 <sup>*</sup>	130	130	65	80	535
20737-600 <sup>*</sup>	135	135	67	83	600
20737-665 <sup>*</sup>	140	140	69	86	665
20737-730 <sup>1,2*</sup>	145	145	71	89	730
20737-810 <sup>1,2*</sup>	150	150	73	92	810
20737-890 <sup>1,2</sup>	155	155	75	95	890

Maße approximativ

An Lager	<sup>1</sup> Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	<sup>2</sup> Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.  
Glattwandige Sizer sind für alle mit (\*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H



## Opticon®

niedrige Projektion					TLS	moderate Projektion					TMS	hohe Projektion					THS	extra hohe Projektion					TXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)	Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)	Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)	Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D			A	B	C	D			A	B	C	D			A	B	C	D	
20744-110 <sup>1*</sup>	100	84	28	41	110	20745-125 <sup>1</sup>	95	80	35	45	125	20746-130 <sup>1*</sup>	90	76	40	49	130	20747-160 <sup>1*</sup>	90	76	49	55	160
20744-120 <sup>1*</sup>	105	88	29	42	120	20745-145 <sup>*</sup>	100	84	36	47	145	20746-155 <sup>1*</sup>	95	80	42	51	155	20747-185 <sup>1</sup>	95	80	51	58	185
20744-140 <sup>1*</sup>	110	92	29	44	140	20745-165 <sup>*</sup>	105	88	37	49	165	20746-175 <sup>1*</sup>	100	84	44	54	175	20747-215 <sup>1*</sup>	100	84	53	61	215
20744-160 <sup>1*</sup>	115	97	30	46	160	20745-185 <sup>*</sup>	110	92	38	51	185	20746-205 <sup>*</sup>	105	88	45	56	205	20747-240 <sup>*</sup>	105	88	55	63	240
20744-175 <sup>*</sup>	120	101	31	48	175	20745-210 <sup>*</sup>	115	97	40	53	210	20746-230 <sup>*</sup>	110	92	47	58	230	20747-280 <sup>*</sup>	110	92	57	66	280
20744-200 <sup>*</sup>	125	105	32	49	200	20745-235 <sup>*</sup>	120	101	41	55	235	20746-265 <sup>*</sup>	115	97	49	61	265	20747-320 <sup>*</sup>	115	97	59	69	320
20744-220 <sup>*</sup>	130	109	33	51	220	20745-265 <sup>*</sup>	125	105	43	57	265	20746-295 <sup>*</sup>	120	101	51	63	295	20747-360 <sup>*</sup>	120	101	61	71	360
20744-240 <sup>*</sup>	135	113	34	53	240	20745-295 <sup>*</sup>	130	109	44	59	295	20746-335 <sup>*</sup>	125	105	53	65	335	20747-400	125	105	63	74	400
20744-270 <sup>1*</sup>	140	118	35	55	270	20745-330 <sup>*</sup>	135	113	45	61	330	20746-375 <sup>*</sup>	130	109	55	68	375	20747-450 <sup>*</sup>	130	109	65	77	450
20744-295 <sup>1</sup>	145	122	35	56	295	20745-365 <sup>*</sup>	140	118	47	63	365	20746-420 <sup>*</sup>	135	113	57	70	420	20747-500	135	113	67	79	500
20744-325 <sup>1*</sup>	150	126	36	58	325	20745-400 <sup>*</sup>	145	122	48	65	400	20746-460 <sup>*</sup>	140	118	59	72	460	20747-560 <sup>*</sup>	140	118	69	82	560
20744-360 <sup>1</sup>	155	130	37	60	360	20745-445 <sup>*</sup>	150	126	49	67	445	20746-510 <sup>*</sup>	145	122	61	75	510	20747-615 <sup>*</sup>	145	122	71	85	615
						20745-490	155	130	51	69	490	20746-560 <sup>*</sup>	150	126	62	77	560	20747-680 <sup>*</sup>	150	126	73	87	680
												20746-615 <sup>1</sup>	155	130	64	80	615	20747-750 <sup>1,2*</sup>	155	130	75	90	750

Maße approximativ

An Lager	<sup>1</sup> Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	<sup>2</sup> Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.  
 Glattwandige Sizer sind für alle mit (\*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H



## Même®

niedrige Projektion					SLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10724-110 <sup>1*</sup>	90	90	26	54	110
10724-125 <sup>1*</sup>	95	95	27	57	125
10724-150 <sup>1*</sup>	100	100	28	60	150
10724-165 <sup>1*</sup>	105	105	29	62	165
10724-185 <sup>*</sup>	110	110	29	65	185
10724-215 <sup>*</sup>	115	115	30	68	215
10724-235 <sup>*</sup>	120	120	31	71	235
10724-270 <sup>*</sup>	125	125	32	73	270
10724-295 <sup>1*</sup>	130	130	33	76	295
10724-330 <sup>1*</sup>	135	135	34	79	330
10724-365 <sup>1*</sup>	140	140	35	82	365

moderate Projektion					SMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10725-105 <sup>1*</sup>	80	80	31	53	105
10725-120 <sup>1*</sup>	85	85	32	56	120
10725-145 <sup>1*</sup>	90	90	33	59	145
10725-165 <sup>1*</sup>	95	95	35	62	165
10725-195 <sup>*</sup>	100	100	36	65	195
10725-220 <sup>*</sup>	105	105	37	68	220
10725-255 <sup>*</sup>	110	110	38	71	255
10725-285 <sup>*</sup>	115	115	40	74	285
10725-320 <sup>*</sup>	120	120	41	77	320
10725-360 <sup>*</sup>	125	125	43	80	360
10725-400 <sup>*</sup>	130	130	44	83	400
10725-445 <sup>*</sup>	135	135	45	86	445
10725-495 <sup>*</sup>	140	140	47	89	495

hohe Projektion					SHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10726-125 <sup>1*</sup>	80	80	37	58	125
10726-155 <sup>1*</sup>	85	85	39	61	155
10726-180 <sup>1*</sup>	90	90	40	64	180
10726-210 <sup>1*</sup>	95	95	42	67	210
10726-235 <sup>*</sup>	100	100	44	71	235
10726-275 <sup>*</sup>	105	105	45	74	275
10726-315 <sup>*</sup>	110	110	47	77	315
10726-360 <sup>*</sup>	115	115	49	80	360
10726-400 <sup>*</sup>	120	120	51	83	400
10726-450 <sup>*</sup>	125	125	53	87	450
10726-505 <sup>*</sup>	130	130	55	90	505
10726-560 <sup>*</sup>	135	135	57	93	560
10726-620 <sup>1*</sup>	140	140	59	96	620
10726-690 <sup>1</sup>	145	145	61	100	690
10726-760 <sup>1,2*</sup>	150	150	62	103	760
10726-835 <sup>1,2</sup>	155	155	64	106	835

extra hohe Projektion					SXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10727-105 <sup>1*</sup>	70	70	40	55	105
10727-125 <sup>1</sup>	75	75	43	59	125
10727-155 <sup>1*</sup>	80	80	45	62	155
10727-180 <sup>1*</sup>	85	85	47	66	180
10727-215 <sup>1*</sup>	90	90	49	69	215
10727-250 <sup>1*</sup>	95	95	51	73	250
10727-285 <sup>*</sup>	100	100	53	77	285
10727-330 <sup>*</sup>	105	105	55	80	330
10727-380 <sup>*</sup>	110	110	57	84	380
10727-430 <sup>*</sup>	115	115	59	87	430
10727-485 <sup>*</sup>	120	120	61	91	485
10727-545 <sup>*</sup>	125	125	63	94	545
10727-610 <sup>1*</sup>	130	130	65	98	610
10727-675 <sup>1</sup>	135	135	67	101	675
10727-755 <sup>1,2*</sup>	140	140	69	105	755
10727-830 <sup>1,2*</sup>	145	145	71	108	830
10727-920 <sup>1,2*</sup>	150	150	73	112	920
10727-1010 <sup>1,2*</sup>	155	155	75	115	1010

Maße approximativ

An Lager	<sup>1</sup> Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	<sup>2</sup> Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.  
Glattwandige Sizer sind für alle mit (\*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H