



Die Brustimplantate der **SublimeLine®** sind mit EasyFit Gel™ gefüllt, einem hoch kohäsiven Gel mit Memory-Effekt, das natürlichen Tragekomfort mit hoher Formstabilität kombiniert.



Mème®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20724-110 ^{1*}	90	90	26	54	110
20724-125	95	95	27	57	125
20724-150 [*]	100	100	28	60	150
20724-165 [*]	105	105	29	62	165
20724-185 [*]	110	110	29	65	185
20724-215 [*]	115	115	30	68	215
20724-235 [*]	120	120	31	71	235
20724-270 [*]	125	125	32	73	270
20724-295 [*]	130	130	33	76	295
20724-330 ^{1*}	135	135	34	79	330
20724-365 ^{1*}	140	140	35	82	365

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20725-105 ^{1*}	80	80	31	53	105
20725-120 ^{1*}	85	85	32	56	120
20725-145 ^{1*}	90	90	33	59	145
20725-165 [*]	95	95	35	62	165
20725-195 [*]	100	100	36	65	195
20725-220 [*]	105	105	37	68	220
20725-255 [*]	110	110	38	71	255
20725-285 [*]	115	115	40	74	285
20725-320 [*]	120	120	41	77	320
20725-360 [*]	125	125	43	80	360
20725-400 [*]	130	130	44	83	400
20725-445 [*]	135	135	45	86	445

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20726-110 ¹	75	75	36	54	110
20726-125 ^{1*}	80	80	37	58	125
20726-155 ^{1*}	85	85	39	61	155
20726-180 [*]	90	90	40	64	180
20726-210 [*]	95	95	42	67	210
20726-235 [*]	100	100	44	71	235
20726-275 [*]	105	105	45	74	275
20726-315 [*]	110	110	47	77	315
20726-360 [*]	115	115	49	80	360
20726-400 [*]	120	120	51	83	400
20726-450 [*]	125	125	53	87	450
20726-505 [*]	130	130	55	90	505
20726-560 [*]	135	135	57	93	560
20726-620 [*]	140	140	59	96	620
20726-690	145	145	61	100	690
20726-760 ^{1,2*}	150	150	62	103	760
20726-835 ^{1,2}	155	155	64	106	835

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20727-105 ^{1*}	70	70	40	55	105
20727-125 ¹	75	75	43	59	125
20727-155 ^{1*}	80	80	45	62	155
20727-180 ^{1*}	85	85	47	66	180
20727-215 ^{1*}	90	90	49	69	215
20727-250 ^{1*}	95	95	51	73	250
20727-285 [*]	100	100	53	77	285
20727-330 [*]	105	105	55	80	330
20727-380 [*]	110	110	57	84	380
20727-430 [*]	115	115	59	87	430
20727-485 [*]	120	120	61	91	485
20727-545 [*]	125	125	63	94	545
20727-610 [*]	130	130	65	98	610
20727-675	135	135	67	101	675
20727-755 ^{1,2*}	140	140	69	105	755
20727-830 ^{1,2*}	145	145	71	108	830
20727-920 ^{1,2*}	150	150	73	112	920
20727-1010 ^{1,2*}	155	155	75	115	1010

Replicon®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20734-125 [*]	100	100	28	44	125
20734-150	105	105	29	46	150
20734-165 [*]	110	110	29	48	165
20734-185	115	115	30	50	185
20734-210 [*]	120	120	31	52	210
20734-235	125	125	32	54	235
20734-265 ^{1*}	130	130	33	56	265
20734-290 ^{1*}	135	135	34	58	290
20734-320 ^{1*}	140	140	35	59	320
20734-350 ¹	145	145	35	61	350
20734-390 ^{1*}	150	150	36	63	390

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20735-110 ¹	85	85	32	44	110
20735-125 [*]	90	90	33	46	125
20735-150 [*]	95	95	35	48	150
20735-170 [*]	100	100	36	50	170
20735-195 [*]	105	105	37	52	195
20735-220 [*]	110	110	38	55	220
20735-255 [*]	115	115	40	57	255
20735-280 [*]	120	120	41	59	280
20735-320 [*]	125	125	43	61	320
20735-350 [*]	130	130	44	63	350
20735-390 [*]	135	135	45	66	390
20735-435 [*]	140	140	47	68	435
20735-480 ^{1*}	145	145	48	70	480
20735-530 ^{1*}	150	150	49	72	530

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20736-115 ^{1*}	80	80	37	47	115
20736-130 ^{1*}	85	85	39	49	130
20736-160 ^{1*}	90	90	40	52	160
20736-180 [*]	95	95	42	54	180
20736-210 [*]	100	100	44	57	210
20736-240 [*]	105	105	45	59	240
20736-275 [*]	110	110	47	62	275
20736-315 [*]	115	115	49	64	315
20736-350 [*]	120	120	51	67	350
20736-395 [*]	125	125	53	69	395
20736-445 [*]	130	130	55	72	445
20736-495 [*]	135	135	57	74	495
20736-550 [*]	140	140	59	77	550
20736-605 [*]	145	145	61	79	605
20736-670 ^{1*}	150	150	62	82	670
20736-735 ^{1,2}	155	155	64	84	735


Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20737-220 [*]	95	95	51	61	220
20737-255 [*]	100	100	53	63	255
20737-290 [*]	105	105	55	66	290
20737-330 [*]	110	110	57	69	330
20737-380 [*]	115	115	59	72	380
20737-425 [*]	120	120	61	75	425
20737-480 [*]	125	125	63	78	480
20737-535 [*]	130	130	65	80	535
20737-600 [*]	135	135	67	83	600
20737-665 [*]	140	140	69	86	665
20737-730 ^{1,2*}	145	145	71	89	730
20737-810 ^{1,2*}	150	150	73	92	810
20737-890 ^{1,2}	155	155	75	95	890

Maße approximativ

An Lager	¹ Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	² Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.

Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H



Opticon®

niedrige Projektion					TLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20744-110 ^{1*}	100	84	28	41	110
20744-120 ^{1*}	105	88	29	42	120
20744-140 ^{1*}	110	92	29	44	140
20744-160 ^{1*}	115	97	30	46	160
20744-175 [*]	120	101	31	48	175
20744-200 [*]	125	105	32	49	200
20744-220 [*]	130	109	33	51	220
20744-240 [*]	135	113	34	53	240
20744-270 ^{1*}	140	118	35	55	270
20744-295 ¹	145	122	35	56	295
20744-325 ^{1*}	150	126	36	58	325
20744-360 ¹	155	130	37	60	360

moderate Projektion					TMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20745-125 ¹	95	80	35	45	125
20745-145 [*]	100	84	36	47	145
20745-165 [*]	105	88	37	49	165
20745-185 [*]	110	92	38	51	185
20745-210 [*]	115	97	40	53	210
20745-235 [*]	120	101	41	55	235
20745-265 [*]	125	105	43	57	265
20745-295 [*]	130	109	44	59	295
20745-330 [*]	135	113	45	61	330
20745-365 [*]	140	118	47	63	365
20745-400 [*]	145	122	48	65	400
20745-445 [*]	150	126	49	67	445
20745-490	155	130	51	69	490

hohe Projektion					THS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20746-130 ^{1*}	90	76	40	49	130
20746-155 ^{1*}	95	80	42	51	155
20746-175 ^{1*}	100	84	44	54	175
20746-205 [*]	105	88	45	56	205
20746-230 [*]	110	92	47	58	230
20746-265 [*]	115	97	49	61	265
20746-295 [*]	120	101	51	63	295
20746-335 [*]	125	105	53	65	335
20746-375 [*]	130	109	55	68	375
20746-420 [*]	135	113	57	70	420
20746-460 [*]	140	118	59	72	460
20746-510 [*]	145	122	61	75	510
20746-560 [*]	150	126	62	77	560
20746-615 ¹	155	130	64	80	615

extra hohe Projektion					TXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20747-160 ^{1*}	90	76	49	55	160
20747-185 ¹	95	80	51	58	185
20747-215 ^{1*}	100	84	53	61	215
20747-240 [*]	105	88	55	63	240
20747-280 [*]	110	92	57	66	280
20747-320 [*]	115	97	59	69	320
20747-360 [*]	120	101	61	71	360
20747-400	125	105	63	74	400
20747-450 [*]	130	109	65	77	450
20747-500	135	113	67	79	500
20747-560 [*]	140	118	69	82	560
20747-615 [*]	145	122	71	85	615
20747-680 [*]	150	126	73	87	680
20747-750 ^{1,2*}	155	130	75	90	750

Maße approximativ

An Lager	¹ Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	² Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
 Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H