



Même® LP/M



Même® MP/M



Même® HP/M



Même® XP/M

## Même® *SublimeLine*®

### Microthane®

Silikongelgefüllte Mammaimplantate mit Mikropolyurethanschaum-Beschichtung, runder Basis, zentralem Profil, maximaler Formstabilität

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



Même® Microthane®																	
Basis (mm)		LP Low Projection			MP Moderate Projection			HP High Projection			XP eXtra-high Projection						
A	B	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)				
73	73	30724-055*	25	46	55	30725-070*	30	51	70	30726-090*	36	55	90	30727-105*	42	59	105
78	78	30724-065 <sup>1</sup>	26	49	65	30725-090 <sup>1</sup>	32	54	90	30726-110 <sup>1</sup>	38	58	110	30727-125 <sup>1</sup>	45	63	125
83	83	30724-085*	26	51	85	30725-105*	33	57	105	30726-125*	39	62	125	30727-155*	47	66	155
88	88	30724-095 <sup>1</sup>	27	54	95	30725-120 <sup>1</sup>	34	60	120	30726-155 <sup>1</sup>	41	65	155	30727-180 <sup>1</sup>	49	70	180
93	93	30724-110*	28	57	110	30725-145*	35	63	145	30726-180*	42	68	180	30727-215*	51	73	215
98	98	30724-125 <sup>1</sup>	29	60	125	30725-165 <sup>1</sup>	37	66	165	30726-210	44	71	210	30727-250 <sup>1</sup>	53	77	250
103	103	30724-150*	30	62	150	30725-195*	38	69	195	30726-235*	46	75	235	30727-285*	55	81	285
108	108	30724-165 <sup>1</sup>	31	65	165	30725-220	39	72	220	30726-275	47	78	275	30727-330	57	84	330
113	113	30724-185*	31	68	185	30725-255*	40	75	255	30726-315*	49	81	315	30727-380*	59	88	380
118	118	30724-215	32	71	215	30725-285	42	78	285	30726-360	51	84	360	30727-430	61	91	430
123	123	30724-235*	33	73	235	30725-320*	43	81	320	30726-400*	53	87	400	30727-485*	63	95	485
128	128	30724-270	34	76	270	30725-360	45	84	360	30726-450	55	91	450	30727-545	65	98	545
133	133	30724-295*	35	79	295	30725-400*	46	87	400	30726-505*	57	94	505	30727-610*	67	102	610
138	138	30724-330 <sup>1</sup>	36	82	330	30725-445	47	90	445	30726-560	59	97	560	30727-675 <sup>1</sup>	69	105	675
143	143	30724-365*	37	85	365	30725-495*	49	93	495	30726-620*	61	100	620	30727-755*	71	109	755
148	148	30724-400 <sup>1</sup>	37	87	400	30725-545 <sup>1</sup>	50	96	545	30726-690 <sup>1</sup>	63	104	690	30727-830 <sup>1</sup>	73	112	830
153	153	30724-440*	38	90	440	30725-600*	51	99	600	30726-760*	64	107	760	30727-920*	75	116	920
158	158	30724-485 <sup>1</sup>	39	93	485	30725-660 <sup>1</sup>	53	102	660	30726-835 <sup>1</sup>	66	110	835	30727-1010 <sup>1</sup>	77	118	1010

Maße approximativ. Die farbig hervorgehobenen und markierten Produkte (1) werden auf Anfrage hergestellt; Anlieferung ≈ 6 Wochen nach Auftrag. Silikon-gelgefüllte, glattwandige Sizer (steril, resterilisierbar) sind für alle mit Sternchen (\*) versehenen Produkte verfügbar. Weitere Größen werden gemäß unseren Konditionen für Sonderanfertigungen produziert.

## Produktbeschreibung

Die silikon-gelgefüllten Même® *SublimeLine* Implantate mit Microthane® Oberfläche haben eine runde Basis und eine zentrale Projektion. Für optimale Formstabilität wurde die Befüllung maximiert.

Die Konsistenz der qualitativ hochwertigen Brustimplantate kommt im Tast- und Bewegungsverhalten dem der Mammae sehr nahe. Die *SublimeLine* Implantate sind in vier Projektionen erhältlich: niedrig – Low Projection (LP), moderat – Moderate Projection (MP) hoch – High Projection (HP) und extra hoch – Extra High Projection (XP).

Das spezielle Kurvenmaß D, das die Distanz zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem kaudalen Implantatrand angibt, stellt einen Bezug her zwischen korrekter Platzierung der Areola und Inframammarfalte.

## Materialangaben

Die *SublimeLine* Implantate von POLYTECH Health & Aesthetics sind befüllt mit dem hoch vernetzten und formstabilen EasyFit™ Gel, das sich durch seine natürliche Konsistenz auszeichnet. Das Gel kehrt nach Einwirkung einer moderaten mechanischen Belastung immer wieder in die ursprünglich vorgegebene Form zurück („Memory-Effekt“). Die elastische, chemisch und mechanisch widerstandsfähige Hülle der Implantate besteht aus mehreren Schichten eines Silikonelastomers. Um eine hohe Sicherheit zu bieten,

wurde die Hülle der silikon-gelgefüllten Implantate zusätzlich mit einer Diffusionsbarriere ausgerüstet. Die Oberfläche der Implantathülle ist mit der komplikationsreduzierenden Microthane® Oberfläche beschichtet.<sup>1</sup>

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

1: Kapselkontrakturraten Microthane® Implantate 0-3%, d.h. 30% weniger als bei glattwandigen (Handel, 1991; Gasperoni, 1992; Pennisi, 1990; Shapiro, 1989; Baudelot, 1989; Artz, 1988; Hermann, 1984; Eyssen, 1984; Schatten, 1984; Hester et al., 2001; Vázquez, 2007) (Handel, 2006)

## Indikationen

- Brustrekonstruktion nach Mastektomie oder Ablatio mammae
- Konturaugmentation und -korrektur
- Ausgleich von Asymmetrien, Aplasie oder Hypoplasie
- Kombinierte Brust- und Thoraxdeformitäten
- Ptosis oder Atrophie
- Implantataustausch

## Wichtige Hinweise

Die Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

**Achtung:** Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com

