



Replicon® LP/T



Replicon® MP/T



Replicon® HP/T



Replicon® XP/T

Replicon® *SublimeLine*®

POLYtxt®

Silikongelgefüllte Mammaimplantate
mit makrotexturierter, Oberfläche,
runder Basis, anatomischer Projektion,
maximaler Formstabilität

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



POLYTECH
health & aesthetics 

Replicon® – POLYtxt®																	
		LP Low Projection			MP Moderate Projection			HP High Projection			XP Extra-High Projection						
Basis (mm)		Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)				
A	B		C	D		C	D			C	D						
70	70	20734-050 ^{1*}	23	33	50	20735-065 ^{1*}	28	37	65	20736-075 ^{1*}	34	42	75	20737-095 ^{1*}	40	46	95
75	75	20734-060 ¹	24	34	60	20735-075 ¹	30	39	75	20736-095 ¹	36	44	95	20737-110 ¹	43	49	110
80	80	20734-070 ^{1*}	24	36	70	20735-095 ^{1*}	31	41	95	20736-115 ^{1*}	37	47	115	20737-130 ^{1*}	45	52	130
85	85	20734-085 ¹	25	38	85	20735-110 ¹	32	44	110	20736-130	39	49	130	20737-160 ¹	47	55	160
90	90	20734-100 ^{1*}	26	40	100	20735-125 ^{1*}	33	46	125	20736-160 ^{1*}	40	52	160	20737-185 ^{1*}	49	58	185
95	95	20734-110 ¹	27	42	110	20735-150	35	48	150	20736-180	42	54	180	20737-220	51	61	220
100	100	20734-125 ^{1*}	28	44	125	20735-170 ^{1*}	36	50	170	20736-210 ^{1*}	44	57	210	20737-255 ^{1*}	53	63	255
105	105	20734-150	29	46	150	20735-195	37	52	195	20736-240	45	59	240	20737-290	55	66	290
110	110	20734-165 ^{1*}	29	48	165	20735-220 ^{1*}	38	55	220	20736-275 ^{1*}	47	62	275	20737-330 ^{1*}	57	69	330
115	115	20734-185	30	50	185	20735-255	40	57	255	20736-315	49	64	315	20737-380	59	72	380
120	120	20734-210 ^{1*}	31	52	210	20735-280 ^{1*}	41	59	280	20736-350 ^{1*}	51	67	350	20737-425 ^{1*}	61	75	425
125	125	20734-235	32	54	235	20735-320	43	61	320	20736-395	53	69	395	20737-480	63	78	480
130	130	20734-265 ^{1*}	33	56	265	20735-350 ^{1*}	44	63	350	20736-445 ^{1*}	55	72	445	20737-535 ^{1*}	65	80	535
135	135	20734-290 ¹	34	58	290	20735-390	45	66	390	20736-495	57	74	495	20737-600	67	83	600
140	140	20734-320 ^{1*}	35	59	320	20735-435 ^{1*}	47	68	435	20736-550 ^{1*}	59	77	550	20737-665 ^{1*}	69	86	665
145	145	20734-350 ¹	35	61	350	20735-480 ¹	48	70	480	20736-605	61	79	605	20737-730 ¹	71	89	730
150	150	20734-390 ^{1*}	36	63	390	20735-530 ^{1*}	49	72	530	20736-670 ^{1*}	62	82	670	20737-810 ^{1*}	73	92	810
155	155	20734-425 ¹	37	65	425	20735-580 ¹	51	74	580	20736-735 ¹	64	84	735	20737-890 ¹	75	95	890

Maße approximativ. Die farbig hervorgehobenen und markierten Produkte (1) werden auf Anfrage hergestellt; Anlieferung ≈ 6 Wochen nach Auftrag. Silikon-gelgefüllte, glattwandige Sizer (steril, resterilisierbar) sind für alle mit Sternchen (*) versehenen Produkte verfügbar. Weitere Größen werden gemäß unseren Konditionen für Sonderanfertigungen produziert.

Produktbeschreibung

Die silikon-gelgefüllten Replicon® *SublimeLine* Implantate mit POLYtxt® Oberfläche haben eine runde Basis und eine anatomische Projektion mit dem höchsten Punkt in der unteren Hälfte. Für optimale Formstabilität wurde die Befüllung maximiert.

Die Konsistenz der qualitativ hochwertigen Brustimplantate kommt im Tast- und Bewegungsverhalten dem der Mammæ sehr nahe. Die *SublimeLine* Implantate sind in vier Projektionen erhältlich: niedrig – Low Projection (LP), moderat – Moderate Projection (MP) hoch – High Projection (HP) und extra hoch – Extra High Projection (XP).

Das spezielle Kurvenmaß D, das die Distanz zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem kaudalen Implantatrand angibt, stellt einen Bezug her zwischen korrekter Platzierung der Areola und Inframammärfalte.

Materialangaben

Die *SublimeLine* Implantate von POLYTECH Health & Aesthetics sind befüllt mit dem hoch vernetzten und formstabilen EasyFit Gel™, das sich durch seine natürliche Konsistenz auszeichnet. Das Gel kehrt nach Einwirkung einer moderaten mechanischen Belastung immer wieder in die ursprünglich vorgegebene Form zurück („Memory-Effekt“).

Die elastische, chemisch und mechanisch widerstandsfähige Hülle der Implantate besteht aus mehreren Schichten eines

Silikonelastomers. Um eine hohe Sicherheit zu bieten, wurde die Hülle der silikon-gelgefüllten Implantate zusätzlich mit einer Diffusionsbarriere ausgerüstet. Die Oberfläche der Implantathülle hat die bewährte POLYtxt® Struktur.¹

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

1: Kapselkontrakturrate texturierte Implantate ist 8–15% (Iwuagwu + Frame, 1997), das sind 15% weniger als bei glatten Implantaten (Handel, 2006).

Indikationen

- Brustrekonstruktion nach Mastektomie oder Ablatio mammae
- Konturaugmentation und -korrektur
- Ausgleich von Asymmetrien, Aplasie oder Hypoplasie
- Kombinierte Brust- und Thoraxdeformitäten
- Ptosis oder Atrophie
- Implantataustausch

Wichtige Hinweise

Die Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

Achtung: Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com

