



## Mème®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				MLS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
30724-110 <sup>1*</sup>	93	93	28	57	57	110
30724-125 <sup>1</sup>	98	98	29	60	60	125
30724-150 <sup>1*</sup>	103	103	30	62	62	150
30724-165 <sup>1*</sup>	108	108	31	65	65	165
30724-185 <sup>1*</sup>	113	113	31	68	68	185
30724-215 <sup>1*</sup>	118	118	32	71	71	215
30724-235 <sup>1*</sup>	123	123	33	73	73	235
30724-270 <sup>1*</sup>	128	128	34	76	76	270
30724-295 <sup>1*</sup>	133	133	35	79	79	295
30724-330 <sup>1*</sup>	138	138	36	82	82	330

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				MMS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
30725-120 <sup>1*</sup>	88	88	34	60	60	120
30725-145 <sup>1*</sup>	93	93	35	63	63	145
30725-165 <sup>1*</sup>	98	98	37	66	66	165
30725-195 <sup>*</sup>	103	103	38	69	69	195
30725-220 <sup>*</sup>	108	108	39	72	72	220
30725-255 <sup>*</sup>	113	113	40	75	75	255
30725-285 <sup>*</sup>	118	118	42	78	78	285
30725-300 <sup>*</sup>	121	121	42	79	79	300
30725-320 <sup>*</sup>	123	123	43	81	81	320
30725-360 <sup>*</sup>	128	128	45	84	84	360
30725-400 <sup>*</sup>	133	133	46	87	87	400
30725-445 <sup>1*</sup>	138	138	47	90	90	445

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				MHS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
30726-110 <sup>1</sup>	78	78	38	58	58	110
30726-125 <sup>1*</sup>	83	83	39	62	62	125
30726-155 <sup>1*</sup>	88	88	41	65	65	155
30726-180 <sup>*</sup>	93	93	42	68	68	180
30726-210 <sup>*</sup>	98	98	44	71	71	210
30726-235 <sup>*</sup>	103	103	46	75	75	235
30726-255 <sup>*</sup>	106	106	47	76	76	255
30726-275 <sup>*</sup>	108	108	47	78	78	275
30726-295 <sup>*</sup>	111	111	48	79	79	295
30726-315 <sup>*</sup>	113	113	49	81	81	315
30726-335 <sup>*</sup>	116	116	50	83	83	335
30726-360 <sup>*</sup>	118	118	51	84	84	360
30726-400 <sup>*</sup>	123	123	53	87	87	400
30726-450 <sup>*</sup>	128	128	55	91	91	450
30726-505 <sup>*</sup>	133	133	57	94	94	505
30726-560 <sup>*</sup>	138	138	59	97	97	560
30726-620 <sup>*</sup>	143	143	61	100	100	620
30726-690 <sup>1</sup>	148	148	63	104	104	690
30726-760 <sup>1,2*</sup>	153	153	64	107	107	760

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				MXS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
30727-155 <sup>1*</sup>	83	83	47	66	66	155
30727-180 <sup>1*</sup>	88	88	49	70	70	180
30727-215 <sup>1*</sup>	93	93	51	73	73	215
30727-250 <sup>1*</sup>	98	98	53	77	77	250
30727-285 <sup>*</sup>	103	103	55	81	81	285
30727-305 <sup>*</sup>	106	106	56	82	82	305
30727-330 <sup>*</sup>	108	108	57	84	84	330
30727-355 <sup>*</sup>	111	111	58	86	86	355
30727-380 <sup>*</sup>	113	113	59	88	88	380
30727-430 <sup>*</sup>	118	118	61	91	91	430
30727-485 <sup>*</sup>	123	123	63	95	95	485
30727-545 <sup>*</sup>	128	128	65	98	98	545
30727-610 <sup>*</sup>	133	133	67	102	102	610
30727-675	138	138	69	105	105	675
30727-755 <sup>1,2*</sup>	143	143	71	109	109	755
30727-830 <sup>1,2*</sup>	148	148	73	112	112	830
30727-920 <sup>1,2*</sup>	153	153	75	116	116	920

## Replicon®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				MLS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
30734-165 <sup>1*</sup>	113	113	31	50	71	165
30734-185 <sup>1*</sup>	118	118	32	52	74	185
30734-210 <sup>1*</sup>	123	123	33	54	77	210
30734-235 <sup>1*</sup>	128	128	34	56	80	235
30734-265 <sup>1*</sup>	133	133	35	58	83	265
30734-290 <sup>1*</sup>	138	138	36	59	86	290
30734-320 <sup>1*</sup>	143	143	37	61	88	320

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				MMS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
30735-110 <sup>1</sup>	88	88	34	48	63	110
30735-125 <sup>1*</sup>	93	93	35	50	66	125
30735-150 <sup>1*</sup>	98	98	37	52	69	150
30735-170 <sup>*</sup>	103	103	38	54	72	170
30735-195 <sup>*</sup>	108	108	39	56	75	195
30735-220 <sup>*</sup>	113	113	40	59	78	220
30735-255 <sup>*</sup>	118	118	42	61	82	255
30735-280 <sup>*</sup>	123	123	43	63	85	280
30735-320 <sup>*</sup>	128	128	45	65	88	320
30735-350 <sup>*</sup>	133	133	46	67	91	350
30735-390 <sup>*</sup>	138	138	47	70	94	390
30735-435 <sup>*</sup>	143	143	49	72	97	435
30735-480 <sup>*</sup>	148	148	50	74	100	480
30735-530 <sup>1*</sup>	153	153	51	76	103	530

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				MHS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
30736-130 <sup>1*</sup>	88	88	41	53	69	130
30736-160 <sup>1*</sup>	93	93	42	56	72	160
30736-180 <sup>*</sup>	98	98	44	58	76	180
30736-210 <sup>*</sup>	103	103	46	61	79	210
30736-240 <sup>*</sup>	108	108	47	63	83	240
30736-275 <sup>*</sup>	113	113	49	66	86	275
30736-315 <sup>*</sup>	118	118	51	68	89	315
30736-350 <sup>*</sup>	123	123	53	71	93	350
30736-395 <sup>*</sup>	128	128	55	73	96	395
30736-445 <sup>*</sup>	133	133	57	76	100	445
30736-495 <sup>*</sup>	138	138	59	78	103	495
30736-550 <sup>*</sup>	143	143	61	81	107	550
30736-605 <sup>*</sup>	148	148	63	83	110	605
30736-670 <sup>1*</sup>	153	153	64	86	114	670

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				MXS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
30737-130 <sup>1*</sup>	83	83	47	56	71	130
30737-160 <sup>1*</sup>	88	88	49	59	75	160
30737-185 <sup>1*</sup>	93	93	51	62	79	185
30737-220 <sup>*</sup>	98	98	53	65	83	220
30737-255 <sup>*</sup>	103	103	55	67	87	255
30737-290 <sup>*</sup>	108	108	57	70	90	290
30737-330 <sup>*</sup>	113	113	59	73	94	330
30737-380 <sup>*</sup>	118	118	61	76	98	380
30737-425 <sup>*</sup>	123	123	63	79	102	425
30737-480 <sup>*</sup>	128	128	65	82	105	480
30737-535 <sup>*</sup>	133	133	67	84	109	535
30737-600 <sup>*</sup>	138	138	69	87	113	600
30737-665 <sup>1*</sup>	143	143	71	90	117	665
30737-730 <sup>1,2</sup>	148	148	73	93	121	730
30737-810 <sup>1,2</sup>	153	153	75	96	124	810
30737-890 <sup>1,2</sup>	158	158	77	99	128	890

Maße approximativ

An Lager	<sup>1</sup> Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	<sup>2</sup> Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.  
Glattwandige Sizer sind für alle mit (\*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-255H

Produkte auf Basis des Produktkatalogs N° 27  
© 11-2022 POLYTECH Health & Aesthetics GmbH



## Opticon®

Niedrige Projektion					MLS		Moderate Projektion					MMS		Hohe Projektion					MHS		Extra Hohe Projektion					MXS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)	Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)	Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)	Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D				A	B	C	D				A	B	C	D				A	B	C	D		
30744-120 <sup>1*</sup>	108	91	31	44	60	120	30745-125 <sup>1</sup>	98	83	37	49	61	125	30746-130 <sup>1*</sup>	93	79	42	53	65	130	30747-215 <sup>1*</sup>	103	87	55	65	79	215
30744-140 <sup>1*</sup>	113	95	31	46	62	140	30745-145 <sup>1*</sup>	103	87	38	51	64	145	30746-155 <sup>1*</sup>	98	83	44	55	68	155	30747-240*	108	91	57	67	82	240
30744-160 <sup>1*</sup>	118	100	32	48	65	160	30745-165 <sup>1*</sup>	108	91	39	53	67	165	30746-175 <sup>1*</sup>	103	87	46	58	71	175	30747-280*	113	95	59	70	86	280
30744-175 <sup>1*</sup>	123	104	33	49	67	175	30745-185*	113	95	40	55	70	185	30746-205*	108	91	47	60	75	205	30747-320*	118	100	61	73	89	320
30744-200 <sup>1*</sup>	128	108	34	51	70	200	30745-210*	118	100	42	57	72	210	30746-230*	113	95	49	62	78	230	30747-360*	123	104	63	75	93	360
30744-220 <sup>1*</sup>	133	112	35	53	72	220	30745-235*	123	104	43	59	75	235	30746-265*	118	100	51	65	81	265	30747-400*	128	108	65	78	96	400
30744-240 <sup>1*</sup>	138	116	36	55	75	240	30745-265*	128	108	45	61	78	265	30746-295*	123	104	53	67	84	295	30747-450*	133	112	67	81	100	450
30744-270 <sup>1*</sup>	143	121	37	56	77	270	30745-295*	133	112	46	63	81	295	30746-335*	128	108	55	69	87	335	30747-500*	138	116	69	83	103	500
							30745-330*	138	116	47	65	83	330	30746-375*	133	112	57	72	90	375	30747-560*	143	121	71	86	106	560
							30745-365*	143	121	49	67	86	365	30746-420*	138	116	59	74	93	420	30747-615*	148	125	73	89	110	615
							30745-400*	148	125	50	69	89	400	30746-460*	143	121	61	76	96	460	30747-680 <sup>1*</sup>	153	129	75	91	113	680
							30745-445*	153	129	51	71	92	445	30746-510*	148	125	63	79	99	510	30747-750 <sup>1,2,*</sup>	158	133	77	94	117	750
							30745-490	158	133	53	73	95	490	30746-560*	153	129	64	81	102	560							
														30746-615 <sup>1</sup>	158	133	66	84	105	615							

Maße approximativ

An Lager	<sup>1</sup> Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	<sup>2</sup> Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.  
Glattwandige Sizer sind für alle mit (\*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20745-235H

Produkte auf Basis des Produktkatalogs N° 27  
© 11-2022 POLYTECH Health & Aesthetics GmbH