

Perfectha® Schönheit by Sinclair

Sinclair wurde 1971 gegründet und ist ein globales Ästhetikunternehmen, das medizinischen Anwendern ein einzigartiges Sortiment an wissenschaftlich fortschrittlichen ästhetischen Produkten mit hoher Marge und umfangreichen Dienstleistungen bietet. Diese sind exklusiv für hochqualifizierte Kliniker auf der ganzen Welt entwickelt, um ihnen echte, langanhaltende und außergewöhnliche Resultate zu ermöglichen – jederzeit.



UKBR-00652356-001-000



 PERFECTHA®

 SINCLAIR


Sinclair Pharma LTD.

1st Floor Whitfield Court, 30-32 Whitfield Street,
London, W1T 2RQ, United Kingdom.

E. perfectha@sinclairpharma.com
www.perfectha.com

Manufactured by Sinclair France SAS
8ch Jubin - 69570 Dardilly - France



PERFECTHA
MIT UND OHNE LIDOCAIN

Jetzt!
Neu mit Lidocain!

 PERFECTHA®

Model is not an actual patient.

Perfectha® Schönheit by Sinclair

Sinclair wurde 1971 gegründet und ist ein globales Ästhetikunternehmen, das medizinischen Anwendern ein einzigartiges Sortiment an wissenschaftlich fortschrittlichen ästhetischen Produkten mit hoher Marge und umfangreichen Dienstleistungen bietet. Diese sind exklusiv für hochqualifizierte Kliniker auf der ganzen Welt entwickelt, um ihnen echte, langanhaltende und außergewöhnliche Resultate zu ermöglichen – jederzeit.



UKBR-00652356-001-000

 PERFECTHA®

 SINCLAIR


Sinclair Pharma LTD.

1st Floor Whitfield Court, 30-32 Whitfield Street,
London, W1T 2RQ, United Kingdom.

E. perfectha@sinclairpharma.com
www.perfectha.com

CE 2195

Manufactured by Sinclair France SAS
8ch Jubin - 69570 Dardilly - France



PERFECTHA
MIT UND OHNE LIDOCAIN

Jetzt!
Neu mit Lidocain!

 PERFECTHA®

Model is not an actual patient.

Die Freiheit, die Ihre Patienten sich wünschen

Perfectha wird in Frankreich hergestellt. Es besteht aus einer Reihe maßgeschneiderter Hyaluronsäure (HA)-Filler für die Faltenkorrektur, die Verbesserung der Gesichtskonturen und den Volumenaufbau.


Perfectha wird weltweit in über 50 Ländern verkauft¹ und ist in vier Varianten - mit und ohne Lidocain - erhältlich, die jeweils exklusiv für die Behandlung bestimmter Gesichtsbereiche entwickelt wurden. Perfectha kann Ihren Patienten nicht nur langanhaltende, sondern auch natürlich wirkende Ergebnisse bieten.

Vier Varianten. 8 Produkte. Grenzenlose Möglichkeiten.

1. Die Daten beziehen sich auf das Original Perfectha. Data on file (2021).

Injektionstiefe

Perfectha mit und ohne Lidocaine



PERFECTHA FINELINES

mit oder ohne Lidocain

- 1x 1.0ml Spritze
- Zwei 30G x 13mm Nadeln
- Für die intradermale Injektion
- 180,000 Partikel/ml
- 20 mg/ml Hyaluronsäure
- Mit Lidocain = 0,3% (w/w) Lidocainhydrochlorid

Geeignet für:

- Oberflächliche Mimikfalten wie: Periorbitalfalten und peribukale Falten
- Tränenrinne durch Injektion in die supraperiostale Ebene



PERFECTHA DERM

mit oder ohne Lidocain

- 1x 1.0ml Spritze
- Zwei 30G x 13mm Nadeln
- Für die oberflächliche subkutane Injektion
- 90,000 Partikel/ml
- 20 mg/ml Hyaluronsäure
- Mit Lidocain = 0,3% (w/w) Lidocainhydrochlorid

Geeignet für:

- Mittlere Mimikfalten und tiefe Falten wie: Nasolabialfalten und Marionettenfalten
- Lippenvergrößerung und Narben



PERFECTHA DEEP

mit oder ohne Lidocain

- 1x 1.0ml Spritze
- Zwei 27G x 13mm Nadeln
- Für die subkutane Injektion
- 8,000 Partikel/ml
- 20 mg/ml Hyaluronsäure
- Mit Lidocain = 0,3% (w/w) Lidocainhydrochlorid

Geeignet für:

- Tiefe Falten wie: Nasolabialfalten und Marionettenfalten
- Vergrößerung der Lippen
- Moderate Konturierung des Gesichts
- Volumisierung in Bereichen wie: Wangenknochen, Kinn, Kieferlinie, Schläfen, Nase und Suborbicularis-Oculi Fett (SOOF)



PERFECTHA SUBSKIN

mit oder ohne Lidocain

- 3x 1.0ml Spritze (drei Blister)
- Sechs 25G x 13mm Nadeln
- Für die tiefe subkutane bis supraperiostale Injektion
- 2,000 Partikel/ml
- 20 mg/ml Hyaluronsäure
- Mit Lidocain = 0,3% (w/w) Lidocainhydrochlorid

Geeignet für:

- Aufbau von Volumen, Gesichtskonturen in Bereichen wie z.B.: Wangenknochen, Kinn, Kieferlinie, Schläfen, Stirn, Nasenrücken und Händen