



Replicon®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				TLS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
20734-125*	100	100	28	44	63	125
20734-150	105	105	29	46	66	150
20734-165*	110	110	29	48	68	165
20734-185*	115	115	30	50	71	185
20734-210*	120	120	31	52	74	210
20734-235*	125	125	32	54	77	235
20734-265 <sup>1*</sup>	130	130	33	56	80	265
20734-290 <sup>1*</sup>	135	135	34	58	83	290
20734-320 <sup>1*</sup>	140	140	35	59	86	320
20734-350 <sup>1</sup>	145	145	35	61	88	350
20734-390 <sup>1*</sup>	150	150	36	63	91	390

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				TMS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
20735-110 <sup>1</sup>	85	85	32	44	60	110
20735-125 <sup>1*</sup>	90	90	33	46	63	125
20735-150 <sup>1*</sup>	95	95	35	48	66	150
20735-170*	100	100	36	50	69	170
20735-195*	105	105	37	52	72	195
20735-220*	110	110	38	55	75	220
20735-255*	115	115	40	57	78	255
20735-280*	120	120	41	59	82	280
20735-320*	125	125	43	61	85	320
20735-350*	130	130	44	63	88	350
20735-390*	135	135	45	66	91	390
20735-435*	140	140	47	68	94	435
20735-480*	145	145	48	70	97	480
20735-530 <sup>1*</sup>	150	150	49	72	100	530

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				THS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
20736-130 <sup>1*</sup>	85	85	39	49	65	130
20736-160 <sup>1*</sup>	90	90	40	52	69	160
20736-180 <sup>1*</sup>	95	95	42	54	72	180
20736-210*	100	100	44	57	76	210
20736-240*	105	105	45	59	79	240
20736-275*	110	110	47	62	83	275
20736-315*	115	115	49	64	86	315
20736-350*	120	120	51	67	89	350
20736-395*	125	125	53	69	93	395
20736-445*	130	130	55	72	96	445
20736-495*	135	135	57	74	100	495
20736-550*	140	140	59	77	103	550
20736-605*	145	145	61	79	107	605
20736-670 <sup>1*</sup>	150	150	62	82	110	670

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				TXS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
20737-220 <sup>1*</sup>	95	95	51	61	79	220
20737-255*	100	100	53	63	83	255
20737-290*	105	105	55	66	87	290
20737-330*	110	110	57	69	90	330
20737-380*	115	115	59	72	94	380
20737-425*	120	120	61	75	98	425
20737-480*	125	125	63	78	102	480
20737-535*	130	130	65	80	105	535
20737-600*	135	135	67	83	109	600
20737-665 <sup>1*</sup>	140	140	69	86	113	665
20737-730 <sup>1,2</sup>	145	145	71	89	117	730
20737-810 <sup>1,2</sup>	150	150	73	92	121	810
20737-890 <sup>1,2</sup>	155	155	75	95	124	890

Opticon®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				TLS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
20744-110 <sup>1*</sup>	100	84	28	41	55	110
20744-120 <sup>1*</sup>	105	88	29	42	57	120
20744-140 <sup>1*</sup>	110	92	29	44	60	140
20744-160 <sup>1*</sup>	115	97	30	46	62	160
20744-175*	120	101	31	48	65	175
20744-200*	125	105	32	49	67	200
20744-220*	130	109	33	51	70	220
20744-240*	135	113	34	53	72	240
20744-270 <sup>1*</sup>	140	118	35	55	75	270
20744-295 <sup>1</sup>	145	122	35	56	77	295
20744-325 <sup>1*</sup>	150	126	36	58	80	325
20744-360 <sup>1</sup>	155	130	37	60	82	360

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				TMS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
20745-125 <sup>1</sup>	95	80	35	45	59	125
20745-145 <sup>1*</sup>	100	84	36	47	61	145
20745-165 <sup>1*</sup>	105	88	37	49	64	165
20745-185*	110	92	38	51	67	185
20745-210*	115	97	40	53	70	210
20745-235*	120	101	41	55	72	235
20745-265*	125	105	43	57	75	265
20745-295*	130	109	44	59	78	295
20745-330*	135	113	45	61	81	330
20745-365*	140	118	47	63	83	365
20745-400*	145	122	48	65	86	400
20745-445*	150	126	49	67	89	445
20745-490*	155	130	51	69	92	490

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				THS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
20746-130 <sup>1*</sup>	90	76	40	49	62	130
20746-155 <sup>1*</sup>	95	80	42	51	65	155
20746-175 <sup>1*</sup>	100	84	44	54	68	175
20746-205 <sup>1*</sup>	105	88	45	56	71	205
20746-230*	110	92	47	58	75	230
20746-265*	115	97	49	61	78	265
20746-295*	120	101	51	63	81	295
20746-335*	125	105	53	65	84	335
20746-375*	130	109	55	68	87	375
20746-420*	135	113	57	70	90	420
20746-460*	140	118	59	72	93	460
20746-510*	145	122	61	75	96	510
20746-560*	150	126	62	77	99	560
20746-615 <sup>1*</sup>	155	130	64	80	102	615

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				TXS	
	A	B	C	D	LVC (mm)	Vol. (ml)
20747-215 <sup>1*</sup>	100	84	53	61	76	215
20747-240 <sup>1*</sup>	105	88	55	63	79	240
20747-280 <sup>1*</sup>	110	92	57	66	82	280
20747-320 <sup>1*</sup>	115	97	59	69	86	320
20747-360*	120	101	61	71	89	360
20747-400*	125	105	63	74	93	400
20747-450*	130	109	65	77	96	450
20747-500 <sup>1*</sup>	135	113	67	79	100	500
20747-560 <sup>1*</sup>	140	118	69	82	103	560
20747-615 <sup>1*</sup>	145	122	71	85	106	615
20747-680 <sup>1*</sup>	150	126	73	87	110	680
20747-750 <sup>1,2*</sup>	155	130	75	90	113	750

Maße approximativ

An Lager	<sup>1</sup> Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	<sup>2</sup> Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.  
Glattwandige Sizer sind für alle mit (\*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20745-235H

Produkte auf Basis des Produktkatalogs N° 27  
© 11-2022 POLYTECH Health & Aesthetics GmbH