

# ZELSTAT



## Vertrieb durch:

BONDIMED Aesthetics GmbH  
Unterthalhamstraße 2  
A-4694 Ohlsdorf  
Österreich

Telefon: +43 7612 204 55  
Fax: +43 7612 203 55  
Email: [office@bondimed.at](mailto:office@bondimed.at)

# ZELSTAT

UltraLow DeadSpace Nadeln

Made in Japan

Erfahren Sie mehr unter: [www.bondimed.at](http://www.bondimed.at)

  
bondimed

Hergestellt von **ASTI**

## UltraLow DeadSpace Nadeln

### Ein unvergessliches Erlebnis


Superdünnwandige Nadeln sorgen für einen reibungslosen und komfortablen Flüssigkeitsfluss, während der speziell entwickelte Nadelansatz mit extrem geringem Totraum die Restflüssigkeit auf ein Minimum reduziert.

## ZELOSTAT Nadeln

- Bis zu 35G
- Sanftes Einführen
- Reibungsloser Flüssigkeitsfluss
- Minimalster Totraum

## Vergleich der Durchmesser

Nominal Gauge	Produkt	AD (mm)	ID (mm)
31G	ZELOSTAT	0.25	0.20
	conventional Needles	0.26	0.15
34G	ZELOSTAT	0.18	0.12
	conventional Needles	0.18 or 0.20	0.10
35G	ZELOSTAT	0.16	0.105
	conventional Needles	not available	not available




## Anwendungsbereiche

Größe x Länge	Anwendung
31G x 4mm	Mesotherapie, PRP, B. Toxin, HA
31G x 9mm	Mesotherapie, PRP, B. Toxin, HA
31G x 13mm	B. Toxin, HA (niedrig-mittlere Viskosität)
34G x 4mm	Mesotherapie, PRP, B. Toxin
34G x 9mm	Mesotherapie, PRP, B. Toxin
35G x 4mm	Mesotherapie, PRP, B. Toxin (unter dem Auge, Lippe)

## 35G Nadeln - noch feiner!

ZELOSTAT 35G Nadeln ermöglichen eine Injektion mit weniger Schmerzen, weniger Blutungen und sind weniger invasiv.

Der Außendurchmesser der Nadelröhre beträgt zwar 0,16 mm, der Innendurchmesser bleibt jedoch bei 0,105 mm, der sogar breiter ist als bei herkömmlichen 34G-Nadeln (typischerweise 0,10 mm).



Der elastische Körper füllt den Totraum aus.

